

# DEFIBRYLATOR AED SAMARITAN PAD 500P



Defibrylator AED Samaritan PAD 500P poza podstawowymi funkcjami, które oferuje każdy defibrylator, posiada również moduł doradcy RKO – system, który w czasie rzeczywistym podpowiada, w jaki sposób możemy poprawić swoją efektywność podczas prowadzenia resuscytacji. AED wysyła do nas wskazówki spersonalizowane do danego pacjenta, ponieważ bazuje na wynikach badań przeprowadzanych przez kardiogram impedancyjny. Jako informację wyjściową defibrylator będzie do nas mówił na przykład: słabiej, mocniej oraz wolniej, szybciej.

**Kod produktu:** STR-500-PO-10

**Kod produktu:** DEF-051

**6,800,00 zł z VAT, 6,296,30 zł netto**

## Opis

Defibrylator AED Samaritan PAD 500P poza podstawowymi funkcjami, które oferuje każdy defibrylator, posiada również moduł doradcy RKO – system, który w czasie rzeczywistym podpowiada, w jaki sposób możemy poprawić swoją efektywność podczas prowadzenia resuscytacji. AED wysyła do nas wskazówki spersonalizowane do danego pacjenta, ponieważ bazuje na wynikach badań przeprowadzanych przez kardiogram impedancyjny. Jako informację wyjściową defibrylator będzie do nas mówił na przykład: słabiej, mocniej oraz wolniej, szybciej.

Defibrylator jest bardzo lekki i kompaktowy oraz posiada elektrody zintegrowane razem z baterią o terminie przydatności do użycia wynoszącym 4 lata.

Czas ładowania dla 150J wynosi mniej niż 8 sekund, natomiast w przypadku 200J czas to 12 sekund.

## Skład zestawu

- defibrylator AED Samaritan PAD 500P
- torba transportowa
- PAD-PAK czyli moduł elektrod zintegrowanych z baterią dla pacjentów dorosłych
- 8 lat gwarancji
- instrukcja obsługi

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

HeartSine Technologies Limited, Wielka Brytania

**Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Stryker European Operations Limited, Irlandia

**Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

HeartSine Technologies Limited, Wielka Brytania

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.