

DEFIBRYLATOR AED ZOLL AED 3 BLS



Defibrylator AED ZOLL AED 3 BLS to profesjonalny defibrylator AED, który dodatkowo został wyposażony w funkcję wyświetlania krzywej EKG. AED 3 gwarantuje lepsze wsparcie dla ratowników niż AED Plus. Urządzenie jest proste w obsłudze, ponieważ zostało zaprojektowane na podstawie wieloletnich badań. Defibrylator posiada technologię Real CPR Help, dzięki której ratownik otrzymuje w czasie rzeczywistym informacje o jakości wykonywanej resuscytacji.

Kod produktu: DEF-074

Opis

ZOLL AED 3 BLS to profesjonalny defibrylator AED, który dodatkowo został wyposażony w funkcję wyświetlania krzywej EKG. AED 3 gwarantuje lepsze wsparcie dla ratowników niż AED Plus. Urządzenie jest proste w obsłudze, ponieważ zostało zaprojektowane na podstawie wieloletnich badań. Defibrylator posiada technologię Real CPR Help, dzięki której ratownik otrzymuje w czasie rzeczywistym informacje o jakości wykonywanej resuscytacji.

ZOLL AED 3 BLS jest tani w eksploatacji, ponieważ posiada uniwersalne elektrody dla dorosłych oraz dzieci, których ważność, tak samo jak baterii wynosi 5 lat.

Defibrylator jest bardzo prosty w utrzymaniu, ponieważ posiada wbudowany system nadzoru, który przez sieć WiFi łączy się z działającym w chmurze systemem PlusTrac firmy ZOLL. Oprogramowanie to nadzoruje zdalnie stan gotowości urządzenia, przez co nie są potrzebne okresowe przeglądy konserwacyjne.

ZOLL AED 3 BLS w wersji dla profesjonalistów działa w trybie półautomatycznym. Dedykuje się go głównie szpitalom oraz służbom ratowniczym czy mundurowym. Ekran urządzenia wyświetla na bieżąco częstość i głębokość każdego uciśnięcia, upływ czasu od ostatniego ucisku, a także czas do końca obecnego cyklu RKO. Dodatkowo na wyświetlaczu defibrylatora może być wyświetlana krzywa EKG.

Wersja BLS defibrylatora może działać jak zwykły ZOLL AED 3 poprzez przełączenie jej w tryb dla ratownika nieprofesjonalnego.

Charakterystyka urządzenia

- uniwersalne elektrody, dzięki którym można je używać również w przypadku pacjentów pediatrycznych
- okres przydatności elektrod oraz baterii wynosi 5 lat

- włączenie trybu pediatrycznego za pomocą przycisku
- technologia Real CPR Help w czasie rzeczywistym informuje o jakości prowadzonej resuscytacji
- defibrylator wyzwala impuls defibrylacyjny w mniej niż 5 sekund od rozpoczęcia analizy rytmu
- urządzenie jest zgodne z najnowszymi zaleceniami AHA, ERC i ILCOR
- defibrylator ma możliwość nagrywania głosu

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

ZOLL International Holding B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.