

# DEFIBRYLATOR AED ZOLL AED PLUS CPR-D PADZ



Urządzenie ZOLL AED Plus to jeden z najpopularniejszych defibrylatorów na całym świecie. Produkt o bardzo dobrych parametrach technicznych i ciekawych funkcjonalnościach co sprawia, że jest on powszechnie wykorzystywany zarówno przez profesjonalne służby ratownicze jak i używany w przestrzeni publicznej.

**Kod produktu:** 20200000102011040

**GTIN:** 847946052751

---

**Kod produktu:** DEF-078

**GTIN:** 847946052751

**5 790,00 zł z VAT, 5 361,11 zł netto**

## Opis

Urządzenie ZOLL AED Plus to jeden z najpopularniejszych defibrylatorów na całym świecie. Produkt o bardzo dobrych parametrach technicznych i ciekawych funkcjonalnościach co sprawia, że jest on powszechnie wykorzystywany zarówno przez profesjonalne służby ratownicze jak i używany w przestrzeni publicznej. To co wyróżnia ten produkt to bardzo dobra relacja jakość / cena, jedne z najniższych kosztów eksploatacji oraz szereg funkcji, które ułatwiają użytkownikom jego obsługę w tym m. in.

- informowanie użytkownika o kolejnych etapach działań ratowniczych przy RKO poprzez komunikaty głosowe w języku polskim
- wyświetlanie komunikatów tekstowych w języku polskim na ekranie urządzenia
- podświetlanie piktogramów wskazujących kolejność udzielania pomocy
- wbudowany metronom, który wystukuje rytm w jakim należy uciskać klatkę poszkodowanego

Defibrylator posiada wbudowaną pamięć, która pozwala na zapisanie do 3,5 godzin EKG. Produkt ma funkcję co tygodniowych autotestów, nie wymaga wykonywania przeglądów okresowych. Jego solidna konstrukcja oraz wysoki poziom odporności na wodę i pyły (**IP 55**) sprawia, że ZOLL AED PLUS jest gotowy do użytku w każdych warunkach pogodowych.

### W skład zestawu wchodzi:

- Defibrylator AED ZOLL AED
- 10 baterii zasilających (5-letni okres trwałości)
- elektrody dla osób dorosłych CPR-D (5-letni okres trwałości)

- 5 /7 lat\* gwarancji na defibrylator (\*gwarancję można przedłużyć z 5 do 7 lat poprzez rejestrację urządzenia na stronie producenta)
- torba transportowa
- apteczka
- instrukcja obsługi

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone

### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

ZOLL International Holding B.V., Holandia

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.