

DEFIBRYLATOR AED ZOLL AED PLUS STAT-PADZ II



Urządzenie ZOLL AED Plus to jeden z najpopularniejszych defibrylatorów na całym świecie. Produkt o bardzo dobrych parametrach technicznych i ciekawych funkcjonalnościach co sprawia, że jest on powszechnie wykorzystywany zarówno przez profesjonalne służby ratownicze jak i używany w przestrzeni publicznej.

Kod produktu: DEF-011

5 290,00 zł z VAT, 4 898,15 zł netto

Opis

Urządzenie ZOLL AED Plus to jeden z najpopularniejszych defibrylatorów na całym świecie. Produkt o bardzo dobrych parametrach technicznych i ciekawych funkcjonalnościach co sprawia, że jest on powszechnie wykorzystywany zarówno przez profesjonalne służby ratownicze jak i używany w przestrzeni publicznej. To co wyróżnia ten produkt to bardzo dobra relacja jakość / cena, jedno z najniższych kosztów eksploatacji oraz szereg funkcji, które ułatwiają użytkownikom jego obsługę w tym m. in.

- informowanie użytkownika o kolejnych etapach działań ratowniczych przy RKO poprzez komunikaty głosowe w języku polskim
- wyświetlanie komunikatów tekstowych w języku polskim na ekranie urządzenia
- podświetlanie piktogramów wskazujących kolejność udzielania pomocy
- wbudowany metronom, który wystukuje rytm w jakim należy uciskać klatkę poszkodowanego

Defibrylator posiada wbudowaną pamięć, która pozwala na zapisanie do 3,5 godzin EKG. Produkt ma funkcję co tygodniowych autotestów, nie wymaga wykonywania przeglądów okresowych. Jego solidna konstrukcja oraz wysoki poziom odporności na wodę i pyły (**IP 55**) sprawia, że ZOLL AED PLUS jest gotowy do użytku w każdych warunkach pogodowych.

W skład zestawu wchodzi

- Defibrylator AED ZOLL AED
- 10 baterii zasilających (5-letni okres trwałości)
- elektrody dla osób dorosłych Stat-Padz II (2-letni okres trwałości)
- 5 / 7 lat* gwarancji na defibrylator (*gwarancję można przedłużyć z 5 do 7 lat poprzez rejestrację urządzenia na stronie producenta)
- torba transportowa

- apteczka
- instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

ZOLL International Holding B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.