

DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY ATM-112



Defibrylator treningowy ATM-112 umożliwia prowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED.

Kod produktu: ATM-112

Kod produktu: DEF-063

780,00 zł z VAT, 634,15 zł netto

Opis

Defibrylator treningowy ATM-112 umożliwia prowadzenie profesjonalnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED. Urządzenie odwzorowuje wygląd defibrylatora ratowniczego, ale nie dostarcza energii podczas symulowanego wstrząsu. Posiada dziesięć wgranych scenariuszy pozwalających na naukę udzielania pomocy w przypadkach nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie obsługuje język polski oraz angielski.

Skład zestawu:

- AED treningowy
- elektrody dla dorosłych
- elektrody pediatryczne
- pilot
- ładowarka USB

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Shenzhen WAP-Health Technology Co., Ltd.
Building C, The Third Industrial Zone #23, Gongming,
Guangming New District, Shenzhen, Guangdong
Chiny
+86 755 27449959
info@szwaphealth.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MEDIS Ewelina Warzybok
Północna 145C

62-005 Promnice

Polska

+48 789 772 898

aed@reanibex.pl

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.