

# DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY LIFEPAK CR2



Defibrylator szkoleniowy LIFEPAK CR2 AED umożliwia przeprowadzenie szkoleń w realistycznych warunkach, bez konieczności ładowania i wyładowywania urządzenia energią elektryczną.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-38457

**3 310,00 zł z VAT, 2 691,06 zł netto**

## Opis

Defibrylator szkoleniowy LIFEPAK CR2 AED umożliwia przeprowadzenie szkoleń w realistycznych warunkach, bez konieczności ładowania i wyładowywania urządzenia energią elektryczną. Wersja treningowa, która wygląda i działa identycznie jak kliniczny model LIFEPAK CR2, jest obsługiwana za pomocą tego samego intuicyjnego interfejsu i posiada wszystkie funkcje urządzenia klinicznego, co pozwala na pełną symulację rzeczywistego użycia. Idealnie nadaje się do ćwiczeń z dowolnym modelem manekinów i fantomów, bez potrzeby stosowania dodatkowych akcesoriów.

## Cechy produktu:

- Jest to prosty w obsłudze sprzęt treningowy, intuicyjny i dostępny w atrakcyjnej cenie, który doskonale odwzorowuje warunki rzeczywiste. Prowadzi użytkownika przez symulowaną analizę, defibrylację oraz prawidłowe cykle resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wspierając komunikatami pomocniczymi.
- Podobnie jak wersja kliniczna CR2, wersja treningowa wykorzystuje technologię ClearVoice™ do wykrywania szumów i regulacji głośności, zapewniając klarowność instrukcji.
- Defibrylator treningowy można zaprogramować w taki sposób, aby symulować różnorodne scenariusze, które mogą wystąpić w trakcie użytkowania defibrylatora LIFEPAK CR2 w warunkach rzeczywistych. Urządzenie posiada dwa w pełni konfigurowalne scenariusze, które można dostosować do konkretnych sytuacji, a także modyfikować w celu uzyskania maksymalnej elastyczności.
- Defibrylator wykrywa moment nacisku na elektrody QUIK-STEP™ i automatycznie przechodzi do kolejnych etapów scenariusza, eliminując konieczność zdalnego sterowania. Dodatkowo, przycisk pauzy pozwala na zatrzymanie realizowanego scenariusza w razie potrzeby.
- System treningowy CR2 AED jest ekonomiczny. Zasilany jest za pomocą czterech standardowych baterii typu D, a elektrody są przystępne cenowo, wielokrotnego użytku i stanowią dokładną replikę elektrod EKG QUIK-STEP, wykorzystywanych tylko w defibrylatorach LIFEPAK CR2.
- **Wersja Bluetooth:** Dzięki aplikacji CR2 Trainer Demo można ustawić funkcję automatycznego otrzymywania powiadomień za pomocą e-mail lub wysyłania ręcznie przygotowanych komunikatów e-mail poprzez Bluetooth z dowolnego mobilnego urządzenia Windows, Android lub IOS. Aplikacja ta zapewnia symulację automatycznych powiadomień e-mail, wysyłanych z urządzeń CR2, które są podłączone do menedżera programu LIFELINKcentral

AED.

#### **Zestaw zawiera:**

- defibrylator z rączką i elektrodami,
- torba transportowa,
- baterie R20

#### **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

#### **Producent**

Physio-Control, Inc.  
11811 Willows Road NE  
Redmond, WA 98052  
Stany Zjednoczone  
+1 800 442 1142  
smartdesk@physio-control.com

#### **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

Stryker European Operations Limited  
Angrove, IDA Business & Technology Park  
Carrigtwohill, Co. Cork, T45 HX08  
Irlandia  
+353 21 206 3500  
reception.cork@stryker.com

#### **Charakterystyka produktu**

- **Wariant:** Bez Bluetooth, Z Bluetooth

#### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Producent**

Physio-Control, Inc. 11811 Willows Road NE Redmond, WA 98052 Stany Zjednoczone +1 800 442 1142  
smartdesk@physio-control.com