

# DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY NIHON KOHDEN CARDIOLIFE



Korzystając z dokładnej kopii AED-3100, użytkownik może w pełni przetestować działanie klinicznego urządzenia, z wyjątkiem rzeczywistej defibrylacji, do celów szkoleniowych.

Dzięki tożsamej jednostce treningowej AED można przeszkolić użytkownika z przebiegu akcji ratunkowej w zakresie od uruchomienia AED i przymocowania elektrod do naciśnięcia przycisku defibrylacji.

Pilot zdalnego sterowania umożliwia zdalną zmianę scenariusza lub sekwencji zdarzeń.

**Kod produktu:** TRN-3100K

---

**Kod produktu:** DEF-170

**4,300,00 zł z VAT, 3,495,93 zł netto**

## Opis

### Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### Producent

NIHON KOHDEN CORPORATION

1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku

Tokyo 161-8560

Japonia

+81 3 5996 8000

### Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH

Raiffeisenstrasse 10

D-61191 Rosbach

Niemcy

+49 60 03 8 27 0

info@nke.de

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

NIHON KOHDEN CORPORATION 1-31-4 Nishiochiai, Shinjuku-ku Tokyo 161-8560 Japonia +81 3 5996 8000

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.