

DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY PRESTAN AED ULTRATRAINER



Prestan AED UltraTrainer to najbardziej kompaktowy, lekki trenażer umożliwiający prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy oraz obsługi urządzenia AED.

Kod produktu: PP-AEDUT-120

GTIN: 811675027106

Kod produktu: DEF-193

GTIN: 811675027106

1 100,00 zł z VAT, 894,31 zł netto

Opis

Prestan AED UltraTrainer to najbardziej kompaktowy, lekki trenażer umożliwiający prowadzenie szkoleń z pierwszej pomocy oraz obsługi urządzenia AED. Trenażer posiada wszystkie cechy urządzeń terapeutycznych, nie dostarcza jednak energii do defibrylacji. Niezwykły atutem urządzenia jest opatentowany system elektrod Prestan Pad Sensing System, który zbliża użycie urządzenia maksymalnie do realnej sytuacji. Instruktor może skorzystać z pięciu wgranych scenariuszy a także wybrać dodatkowe opcje urządzenia m.in. asystenta RKO

Wszystko, czego potrzebujesz do efektywnego treningu

Prestan AED UltraTrainer posiada bardzo prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs a także czytelne oznaczenia graficzne co pozwala na sprawne wykonywanie czynności zlecanych przez trenażer AED.

Brak potrzeby użycia pilota podczas pracy sprawia, że urządzenie wiernie odwzorowuje model terapeutyczny AED oraz ułatwia prowadzenie zajęć.

Instruktor może skorzystać z opcji wyboru języka (domyślnie polski/angielski), wyboru scenariusza działań, trybu pracy urządzenia (automatyczny/półautomatyczny), aktywacji/dezaktywacji metronomu, aktywacji/dezaktywacji asystenta RKO. Istnieje możliwość pracy w trybie pediatrycznym oraz łączenia asystenta RKO pomiędzy trybami 30:2 a 15:2.

Urządzenie dzięki dobremu głośnikowi wydaje głośne i wyraźne komunikaty, dzięki którym użytkownicy nie powinni napotkać trudności podczas pracy.

Kompaktowe rozmiary urządzenia, brak konieczności używania pilota, prosty system wymiany elektrod oraz ich trwałość nawet do 100 użyc to ogromne atuty.

Urządzenie zasilane jest trzema bateriami C (LR14).

Skład zestawu

- defibrylator treningowy
- elektrody szkoleniowe
- instrukcja obsługi
- torba

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

PRESTAN Products, LLC
5101 Naiman Parkway,
Solon, OH 44139
Stany Zjednoczone
+1 800 434 7989
info@prestanproducts.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

PRESTAN Europe B.V.
Celsiusstraat 15
6003 DG Weert
Holandia
+31 495 76 01 55
info@prestaneurope.eu

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989
info@prestanproducts.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.