

# DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY XFT 120G Z OPASKĄ CPR



Defibrylator treningowy XFT 120G+ to topowy produkt z oferty producenta oraz następca popularnego na całym świecie modelu XFT 120C+. Produkt świetnej jakości o wielu możliwościach.

---

**Kod produktu:** DEF-146

**1 590,00 zł z VAT, 1 292,68 zł netto**

## Opis

**Defibrylator treningowy XFT 120G+** to topowy produkt z oferty producenta oraz następca popularnego na całym świecie modelu XFT 120C+. Jest to urządzenie o świetnych funkcjach użytkowych, które powinny spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników podczas organizacji szkoleń z zakresu obsługi defibrylatora AED. Na uznanie zasługuje także jakość wykonania, gdyż urządzenie stworzono z najwyższej klasy materiałów, wszystko jest idealnie spasowane i przemyślane. Urządzenie posiada **kolorowy ekran LCD**, na którym prezentowane są liczne dane i komunikaty zwrotne. Innowacyjnym rozwiązaniem jest także **opaska CPR**, która po założeniu przez kursanta daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej na temat jakości prowadzonego RKO w zakresie siły ucisku i tempa wykonywanych uciśnień. Takie rozwiązanie poprawia jakość prowadzonych zajęć i eliminuje błędy wykonywane w czasie nauki.


Defibrylator szkoleniowy 120g+ posiada wbudowanych aż **10 scenariuszy szkoleniowych**, które dają możliwość przygotowania urozmaiconych zajęć. Komfort pracy zapewnia intuicyjny **pilot zdalnego sterowania**, którym można ustawiać działanie trenażera w trakcie zajęć. Komunikacja pomiędzy urządzeniem, a kursantem o kolejnych etapach obsługi trenażera prowadzona jest za pomocą 3 sposobów: za pomocą komunikatów głosowych w języku polskim, tekstowych oraz obrazkowych wyświetlanych na kolorowym wyświetlaczu LCD. Urządzenie można dostosować w wielu zakresach do własnych, indywidualnych potrzeb np. zwiększyć/zmniejszyć tempo i siłę uciśnień, przełączać między trybem półautomatycznym i automatycznym, korzystać lub nie z opcji trybu pediatrycznego itd. W zestawie znajdują się także **nakładki magnetyczne**, które po przyklejeniu na dowolnego fantoma mają za zadanie wykrywać automatycznie i informować o poprawnym umieszczeniu elektrod na ciele poszkodowanego. Zestaw trenażera umieszczono w bardzo praktycznej torbie transportowej.



**Bezprzewodowa komunikacja między trenerem a opaską CPR odnośnie jakości wykonywanych ćwiczeń**



**Informacja zwrotna na kolorowym ekranie realistycznym na temat wykonywanych ćwiczeń**



**Funkcja trybu pediatrycznego**

### Specyfikacja techniczna

- możliwość korzystania z 4 opcji językowych: polski, angielski, francuski, hiszpański
- przybliżone wymiary: 25 x 23 x 7 cm
- ciężar: 0,86 kg
- zasilanie: litowy akumulator ładowalny (umożliwia 10 godzin ciągłej pracy urządzenia)

### Skład zestawu

- defibrylator szkoleniowy XFT 120G wraz z opaską CPR z informacją zwrotną o RKO
- akumulator zasilający z ładowarką
- komplet elektrod dla osób dorosłych i komplet elektrod pediatrycznych
- pilot zdalnego sterowania
- torba transportowa

- instrukcja obsługi w języku polskim
- nakładki magnetyczne na fantoma do informacji zwrotnej na temat poprawności umieszczenia elektrod

## **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

## **Producent**

Shenzhen XFT Medical Limited  
203 Building 1, Biomedicine Innovations Industrial Park,  
#14 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen  
Chiny  
+86 755 2988 8818  
xft@xft.cn

## **Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE**

MEDIS Ewelina Warzybok  
Północna 145C  
62-005 Promnice  
Polska  
+48 789 772 898  
aed@reanibex.pl

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.