

DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY XFT 120G Z OPASKĄ CPR



Defibrylator treningowy XFT 120G+ to topowy produkt z oferty producenta oraz następca popularnego na całym świecie modelu XFT 120C+. Produkt świetnej jakości o wielu możliwościach.

Kod produktu: DEF-146

1 590,00 zł z VAT, 1 292,68 zł netto

Opis

Defibrylator treningowy XFT 120G+ to topowy produkt z oferty producenta oraz następca popularnego na całym świecie modelu XFT 120C+. Jest to urządzenie o świetnych funkcjach użytkowych, które powinny spełnić oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników podczas organizacji szkoleń z zakresu obsługi defibrylatora AED. Na uznanie zasługuje także jakość wykonania, gdyż urządzenie stworzono z najwyższej klasy materiałów, wszystko jest idealnie spasowane i przemyślane. Urządzenie posiada **kolorowy ekran LCD**, na którym prezentowane są liczne dane i komunikaty zwrotne. Innowacyjnym rozwiązaniem jest także **opaska CPR**, która po założeniu przez kursanta daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej na temat jakości prowadzonego RKO w zakresie siły ucisku i tempa wykonywanych uciśnień. Takie rozwiązanie poprawia jakość prowadzonych zajęć i eliminuje błędy wykonywane w czasie nauki.


Defibrylator szkoleniowy 120g+ posiada wbudowanych aż **10 scenariuszy szkoleniowych**, które dają możliwość przygotowania urozmaiconych zajęć. Komfort pracy zapewnia intuicyjny **pilot zdalnego sterowania**, którym można ustawiać działanie trenażera w trakcie zajęć. Komunikacja pomiędzy urządzeniem, a kursantem o kolejnych etapach obsługi trenażera prowadzona jest za pomocą 3 sposobów: za pomocą komunikatów głosowych w języku polskim, tekstowych oraz obrazkowych wyświetlanych na kolorowym wyświetlaczu LCD. Urządzenie można dostosować w wielu zakresach do własnych, indywidualnych potrzeb np. zwiększyć/zmniejszyć tempo i siłę uciśnień, przełączać między trybem półautomatycznym i automatycznym, korzystać lub nie z opcji trybu pediatrycznego itd. W zestawie znajdują się także **nakładki magnetyczne**, które po przyklejeniu na dowolnego fantoma mają za zadanie wykrywać automatycznie i informować o poprawnym umieszczeniu elektrod na ciele poszkodowanego. Zestaw trenażera umieszczono w bardzo praktycznej torbie transportowej.



Bezprzewodowa komunikacja między trenerem a opaską CPR odnośnie jakości wykonywanych ćwiczeń



Informacja zwrotna na kolorowym ekranie rzeczywistym na temat wykonywanych ćwiczeń



Funkcja trybu pediatrycznego

Auto

Specyfikacja techniczna

- możliwość korzystania z 4 opcji językowych: polski, angielski, francuski, hiszpański
- przybliżone wymiary: 25 x 23 x 7 cm
- ciężar: 0,86 kg
- zasilanie: litowy akumulator ładowalny (umożliwia 10 godzin ciągłej pracy urządzenia)

Skład zestawu

- defibrylator szkoleniowy XFT 120G wraz z opaską CPR z informacją zwrotną o RKO
- akumulator zasilający z ładowarką
- komplet elektrod dla osób dorosłych i komplet elektrod pediatrycznych
- pilot zdalnego sterowania
- torba transportowa

- instrukcja obsługi w języku polskim
- nakładki magnetyczne na fantoma do informacji zwrotnej na temat poprawności umieszczenia elektrod

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Shenzhen XFT Medical Limited

203 Building 1, Biomedicine Innovations Industrial Park,

#14 Jinhui Road, Pingshan New District, Shenzhen

Chiny

+86 755 2988 8818

xft@xft.cn

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MEDIS Ewelina Warzybok

Północna 145C

62-005 Promnice

Polska

+48 789 772 898

aed@reanibex.pl

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.