

DEFIBRYLATOR SZKOLENIOWY ZOLL AED 3 TRAINER



Trenażer ZOLL AED 3 to idealne narzędzie do przeprowadzania zaawansowanych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Defibrylator treningowy posiada wszystkie funkcje defibrylatora ratowniczego ZOLL AED 3, a co najważniejsze dzięki funkcji Real CPR Help ratownik informowany jest o jakości wykonywanych ucisków klatki piersiowej.

Kod produktu: 8028-000001-04

Kod produktu: DEF-095

2,950,00 zł z VAT, 2,398,37 zł netto

Opis

ZOLL AED 3 pozwala uzyskać bardzo realistyczne warunki prowadzenia akcji ratunkowej. Defibrylator wyposażony jest w:

- dotykowy kolorowy ekran LCD
- czujniki wbudowane w elektrody, automatycznie wykrywające podłączenie do fantoma lub pozoranta
- przycisk służący do wstrzymania procesu szkolenia materiał eksploatacyjny wystarczający na wiele cykli szkoleniowych
- pendrive USB, dzięki któremu możliwe jest łatwe zaktualizowanie oprogramowania

Funkcje defibrylatora, które można skonfigurować za pomocą ekranu dotykowego obejmują:

- zmianę scenariusza szkoleniowego
- wybranie trybu działania (półautomatyczny lub automatyczny)
- konfigurację podpowiedzi dla osób szkolonych
- wybór języka

Zestaw zawiera:

- trenażer ZOLL AED 3
- kable z czujnikiem ucisków
- elektrody szkoleniowe CPR Uni-padz
- komplet baterii
- instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105
Stany Zjednoczone
+1 800 348 9011
info@zoll.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

ZOLL International Holding B.V.
Einsteinweg 8A
6662 PW Elst
Holandia
+31 481 366 410
customer.service@zoll.com

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZOLL Medical Corporation 269 Mill Road Chelmsford, MA 01824-4105 Stany Zjednoczone +1 800 348 9011
info@zoll.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.