

DEFIBRYLATOR TRENINGOWY CU MEDICAL SPT (ODPOWIEDNIK SP1)

Defibrylator treningowy CU-SPT Trainer to odpowiednik urządzenia medycznego AED iPAD CU-SP1, został zaprojektowany tak, aby naśladować działanie defibrylatora medycznego iPAD SP1, ale nie uwalnia prawdziwego wstrząsu defibrylacyjnego! Po włączeniu trenera symuluje funkcje iPAD SP1, takie jak komunikaty głosowe prowadzące użytkownika przez proces ratunkowy, a także ładowanie i dostarczanie wstrząsu.

Funkcje:

- Posiada 8 scenariuszy, pozwalających na zapoznanie się z ogólnymi zasadami działania AED oraz uczącymi jak postępować z AED w sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK).
- Tryb pediatryczny - przełącznik dorosły/dziecko.
- Podświetlane prowadnice rozmieszczenia padów.
- Przycisk włączania/wyłączania.
- Przycisk wstrząsu.
- Wyraźne komunikaty głosowe.
- i-przycisk do pomocy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Trenażer iPAD SPT jest przeznaczony do użytku podczas szkoleń z pierwszej pomocy i pomaga użytkownikom nabrać wprawy w korzystaniu z półautomatycznego lub automatycznego defibrylatora zewnętrznego.



Defibrylator treningowy CU Medical SPT

kod: SPT-SP

Defibrylator treningowy CU-SPT Trainer to odpowiednik urządzenia medycznego AED iPAD CU-SP1, został zaprojektowany tak, aby naśladować działanie defibrylatora medycznego iPAD SP1, ale nie uwalnia prawdziwego wstrząsu defibrylacyjnego! Po włączeniu trenera symuluje funkcje iPAD SP1, takie jak komunikaty głosowe prowadzące użytkownika przez proces ratunkowy, a także ładowanie i dostarczanie wstrząsu.

Funkcje:

- Posiada 8 scenariuszy, pozwalających na zapoznanie się z ogólnymi zasadami działania AED oraz uczącymi jak postępować z AED w sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK).
- Tryb pediatryczny - przełącznik dorosły/dziecko.
- Podświetlane prowadnice rozmieszczenia padów.
- Przycisk włączania/wyłączania.
- Przycisk wstrząsu.
- Wyraźne komunikaty głosowe.
- i-przycisk do pomocy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Trenażer iPAD SPT jest przeznaczony do użytku podczas szkoleń z pierwszej pomocy i pomaga użytkownikom nabrać wprawy w korzystaniu z półautomatycznego lub automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

W zestawie:

- iPAD SPT (w komplecie z bateriami)
- elektrody szkoleniowe iPAD SPT
- pilot na podczerwień (w komplecie z bateriami)
- torba dedykowana do urządzenia treningowego SPT
- instrukcja obsługi

Charakterystyka produktu

- **Wymiary:** 260 × 255 × 70 mm (wys. x szer. x gł.)
- **Waga:** 1,1 kg
- **Zasilanie bateryjne:** SPT 6 x AA / pilot: 2 x AAA
- **Gwarancja:** 2 lata

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.