

DEFIBRYLATOR TRENINGOWY SAMARITAN TRAINER 360



efibrylator treningowy Samaritan Trainer 360 to wierna kopia automatycznego urządzenia AED Samaritan PAD 360P, idealny do szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Zdalne sterowanie, sześć scenariuszy, tryb RKO i łatwa obsługa czynią go doskonałym narzędziem edukacyjnym dla firm, ratowników i osób bez wiedzy medycznej.

2 950,00 zł z VAT, 2 950,00 zł netto

Samaritan Trainer 360 to zdalnie sterowany defibrylator szkoleniowy, wiernie odwzorowujący działanie automatycznego AED Samaritan PAD 360P. Jest to idealne rozwiązanie do szkoleń dla firm, ratowników medycznych oraz osób bez doświadczenia w ratownictwie. Urządzenie oferuje sześć wbudowanych scenariuszy ratunkowych, zgodnych z protokołem AHA/ERC 2010, obejmujących analizę rytmu serca, symulowaną aplikację impulsu defibrylacyjnego oraz procedurę resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Wbudowany metronom oraz migający wskaźnik pomagają w utrzymaniu prawidłowego tempa ucisków klatki piersiowej.

Trainer 360 nie posiada przycisku defibrylacji, a jedynie informuje o jej wykonaniu, co czyni go doskonałym narzędziem do treningu z użyciem w pełni automatycznych AED. Jego prosta obsługa oraz możliwość wielokrotnego użycia elektrod sprawiają, że jest on jednym z najczęściej wybieranych defibrylatorów treningowych. Urządzenie zasilane jest akumulatorem wielokrotnego ładowania, co czyni je praktycznym i trwałym rozwiązaniem na lata. Doskonale sprawdza się w szkoleniach, umożliwiając użytkownikom opanowanie procedur ratunkowych, co przekłada się na pewniejsze i spokojniejsze działanie w rzeczywistych sytuacjach.

Charakterystyka produktu

- **Gwarancja:** 2 lata
- **Scenariusze (ilość):** 6
- **Zasilanie:** Akumulatorowe
- **Czas pracy:** 7 godzin ciągłej pracy
- **Czas ładowania:** 4 godziny
- **Waga:** 0.6 Kg

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.