

DEFIBRYLATOR TRENINGOWY SAMARITAN TRAINER 350



Niezwykle prosty w obsłudze defibrylator półautomatyczny Samaritan Trainer 350 to doskonałe narzędzie szkoleniowe, wiernie odwzorowujące działanie klasycznego AED Samaritan PAD 350P. Wyposażony w tryb pediatryczny oraz możliwość symulacji sześciu różnych scenariuszy, idealnie sprawdzi się zarówno dla profesjonalnych ratowników, jak i osób bez wcześniejszego przygotowania.

2 950,00 zł z VAT, 2 950,00 zł netto

Samaritan Trainer 350 to półautomatyczny defibrylator szkoleniowy, który zapewnia realistyczne symulacje procesów ratunkowych. Jego obsługa jest niezwykle prosta, co sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do szkoleń dla każdego, od profesjonalnych ratowników medycznych po osoby bez wcześniejszego doświadczenia w ratownictwie. Zdalne sterowanie prowadzi użytkowników przez cały symulowany proces, od analizy rytmu serca, poprzez symulację impulsu defibrylacyjnego, aż po procedurę resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dodatkowo, urządzenie wyposażono w tryb pediatryczny oraz możliwość symulacji sześciu scenariuszy awaryjnych, co pozwala na dostosowanie poziomu trudności do umiejętności uczestników szkolenia. Samaritan Trainer 350 to niezastąpione narzędzie w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy i obsługi defibrylatorów AED.

Charakterystyka produktu

- **Waga:** 0.6 Kg
- **Zasilanie:** A
- **Scenariusze (ilość):** 6
- **Zasięg pilota:** 3-5 metrów
- **Czas pracy:** Do 7 godzin na jednym ładowaniu
- **Czas ładowania:** 4 godziny.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.