

DEFIBRYLATOR TRENINGOWY XFT-120C+



Trenażer XFT-120C+ to urządzenie szkoleniowe do nauki RKO z użyciem fantomów. Bardzo dobrze odzwierciedla wzorce użytkowania medycznych urządzeń AED, a także wiernie odtwarza sytuacje kryzysowe występujące w prawdziwym życiu.

FUNKCJE:

- AED XFT-120C + może być używany z każdym rodzajem manekina,
 - 10 zaprogramowanych scenariuszy, pozwalających przećwiczyć różne sytuacje kryzysowe,
 - ręczne modyfikowanie przebiegu ćwiczenia za pomocą załączonego pilota zdalnego sterowania,
 - zgodność z ERC i AHA,
 - niskie zużycie baterii - komplet baterii pozwala na wiele szkoleń.
-

Defibrylator treningowy XFT-120C+

kod: XFT-120C+

Trenażer XFT-120C+ to urządzenie szkoleniowe do nauki RKO z użyciem fantomów. Bardzo dobrze odzwierciedla wzorce użytkowania medycznych urządzeń AED, a także wiernie odtwarza sytuacje kryzysowe występujące w prawdziwym życiu.

FUNKCJE:

- AED XFT-120C + może być używany z każdym rodzajem manekina,
- 10 zaprogramowanych scenariuszy, pozwalających przećwiczyć różne sytuacje kryzysowe,
- ręczne modyfikowanie przebiegu ćwiczenia za pomocą załączonego pilota zdalnego sterowania,
- zgodność z ERC i AHA,
- niskie zużycie baterii - komplet baterii pozwala na wiele szkoleń.

W ZESTAWIE:

- AED treningowy
- 3 x elektrody treningowe dla dorosłych
- 2 x elektrody treningowe pediatryczne
- pilot zdalnego sterowania

- zasialcz
- złącze elektrod
- torba transportowa
- instrukcja obsługi w języku polskim

Charakterystyka produktu

- **Model nr:** XFT-120C +
- **Nazwa:** AED Trainer z wymiennymi Język / Scenariusz karty
- **Zasilanie:** DC 4,5 V / 3 * bateria AA
- **Wymiary produktu:** 190 * 150 * 46mm
- **Zasilanie pilota:** DC 3V / 2 x AAA

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.