

DESKA ORTOPEDYCZNA LAERDAL BAXSTRAP KOMPLETNA



Deska ortopedyczna BaXstrap zapewnia najwyższą jakość i najwygodniejszą opiekę dla pacjentów, którzy wymagają natychmiastowej pomocy w związku z urazem kręgosłupa. Jest to jedna z najlżejszych desek ortopedycznych dostępnych na rynku.

Kod produktu: TIU-017

1,870,00 zł z VAT, 1,731,48 zł netto

Opis

Deska ortopedyczna BaXstrap zapewnia najwyższą jakość i najwygodniejszą opiekę dla pacjentów, którzy wymagają natychmiastowej pomocy w związku z urazem kręgosłupa. Jest to jedna z najlżejszych desek ortopedycznych dostępnych na rynku.

Jakość i trwałość

Deska została wykonana z wytrzymałego włókna węglowego, dzięki któremu zachowuje pełną sztywność nawet przy masie pacjenta wynoszącej 110 kg. Dzięki zastosowaniu wspomnianego surowca sama deska waży zaledwie 6,2 kg. Maksymalny udźwignie deski to około 360 kg.

Wygoda dla pacjentów i personelu

Deska posiada półokrągły kształt, dzięki któremu zapewnia jeszcze lepsze unieruchomienie położonego na niej pacjenta. Z uwagi na zastosowanie dużych uchwytów deskę można obsługiwać w bardzo grubych rękawicach. Produkt został wyposażony w 12 pinów służących do zapięcia pasów bezpieczeństwa.

Wymiary

- długość: 183 cm
- szerokość 40,6 cm
- grubość 5,8 cm
- waga 6,2 kg

Stabilizator klockowy głowy

Stabilizator klockowy głowy jest uniwersalnym systemem unieruchomienia głowy z wykorzystaniem deski ortopedycznej. Składa się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę. Materiał, który tworzy powłokę produktu jest wodoodporny i łatwo zmywalny co znacznie ułatwia

utrzymanie zestawu w czystości.

Pasy ratownicze

Pasy stabilizujące do deski ortopedycznej wykonane z najwyższej jakości nylonu o wytrzymałości nawet kilkuset kilogramów. Spinanie pasów odbywa się za pomocą specjalnych klamer samochodowych w systemie klik-klak, które gwarantują szybkość i wygodę. Dzięki zastosowaniu obrotowych karabińczyków, zapięcie i odpięcie pasów od deski nie stanowi żadnego problemu. Rozwiązanie to jest bardzo szybkie i wygodne w użyciu.

Komplet zawiera 4 pasy w kolorach: czarny, czerwony, pomarańczowy i niebieski.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Deska ortopedyczna

Producent – Laerdal Medical AS, Norwegia

Stabilizator klockowy głowy

Producent – Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE – Mednet GmbH, Niemcy

Komplet pasów mocujących

Producent – Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE – Sungo Europe B.V, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

– Laerdal Medical AS, Norwegia Stabilizator klockowy głowy Producent – Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny