


DESKA ORTOPEDYCZNA PEDIATRYCZNA KOMPLETNA



Deska ortopedyczna pediatriczna służy do bezpiecznego transportu osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa, miednicy i urazów wielonarządowych. Dodatnia pływalność deski sprawia, że można ją wykorzystywać w ratownictwie wodnym. Deska oferowana jest w zestawie ze stabilizatorem klockowym głowy i 3 pasami ratowniczymi.

Kod produktu: TIU-008

780,00 zł z VAT, 722,22 zł netto

Opis

Deska ortopedyczna pediatriczna służy do bezpiecznego transportu osób z podejrzeniem urazu kręgosłupa, miednicy i urazów wielonarządowych. Dodatnia pływalność deski sprawia, że można ją wykorzystywać w ratownictwie wodnym. Deska oferowana jest w zestawie ze stabilizatorem klockowym głowy i 3 pasami ratowniczymi. Produkt posiada 8 pinów służących do do wpięcia pasów, a także 14 uchwytów do przenoszenia. Spód deski jest wypukły, dzięki czemu deskę łatwo podnosi się z ziemi.

Charakterystyka produktu

- nośność 110 kg
- wykonana z tworzywa sztucznego, łatwa do utrzymania w czystości
- przepuszczalna dla promieni X, MRI, CT
- mocowania na pasy: 5 na stronę
- zwężenie końca
- dodatnia pływalność
- uchwyty transportowe umożliwiają wygodny i bezpieczny uchwyt w rękawicach

Wymiary

- długość: 138 cm
- szerokość: 35 cm
- grubość: 4,6 cm
- waga: 4 kg

Stabilizator klockowy głowy

Stabilizator klockowy głowy jest uniwersalnym systemem unieruchomienia głowy z wykorzystaniem deski ortopedycznej. Składa się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę. Materiał, który tworzy powłokę produktu jest wodoodporny i łatwo zmywalny co znacznie ułatwia utrzymanie zestawu w czystości.

Pasy ratownicze

Pasy stabilizujące do deski ortopedycznej wykonane z najwyższej jakości nylonu o wytrzymałości nawet kilkuset kilogramów. Spinanie pasów odbywa się za pomocą specjalnych klamer samochodowych w systemie klik-klak, które gwarantują szybkość i wygodę. Dzięki zastosowaniu obrotowych karabińczyków, zapięcie i odpięcie pasów od deski nie stanowi żadnego problemu. Rozwiązanie to jest bardzo szybkie i wygodne w użyciu.

Komplet zawiera 3 pasy w kolorach: czerwony, pomarańczowy i niebieski.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Deska ortopedyczna

Producent – Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE – Mednet GmbH, Niemcy

Stabilizator klockowy głowy

Producent – Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE – Mednet GmbH, Niemcy

Komplet pasów mocujących

Producent – Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE – Sungo Europe B.V, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

– Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny