

DESKA ORTOPEDYCZNA SKŁADANA NA 2 CZĘŚCI - KOMPLETNA



Wytrzymała i funkcjonalna deska ortopedyczna przeznaczona do unieruchamiania i bezpiecznego transportu pacjentów z podejrzeniem urazów kręgosłupa.

Kod produktu: TIU-087

1,390,00 zł z VAT, 1,287,04 zł netto

Opis

Wytrzymała i funkcjonalna deska ortopedyczna przeznaczona do unieruchamiania i bezpiecznego transportu pacjentów z podejrzeniem urazów kręgosłupa. Składana na 2 części, co ułatwia jej przechowywanie i transport nawet w ograniczonej przestrzeni. Wykonana z lekkiego, odpornego na uszkodzenia tworzywa, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji. Wyposażona w uchwyty do przenoszenia oraz pasy unieruchamiające. Niezastąpiona w pracy ratowników medycznych, służb ratowniczych i na oddziałach ratunkowych.

Wymiary

- Rozłożona deska: 188 x 51 x 4 cm
- Złożona deska: 94 x 51 x 9 cm
- Waga: 8,5 kg
- Dopuszczalne obciążenie: 159 kg

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Deska ortopedyczna

Producent – Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE – Sungo Europe B.V, Holandia

Stabilizator klockowy głowy

Producent – Anping Guardian Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE – Mednet GmbH, Niemcy

Komplet pasów mocujących

Producent – Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE – Sungo Europe B.V, Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

– Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.