

DOZOWNIK / REGULATOR TLENOWY Z KRÓĆCEM (R-100-T | TWORZYWO)



Dozownik przewidziany jest do pracy z urządzeniem posiadającym wyjście w postaci gniazda typu AGA, może to być sieć tlenu medycznego bądź też bezpośrednio reduktor tlenowy zaopatrzony w gniazdo AGA.

Kod produktu: R-100-T

Kod produktu: TLE-097

380,00 zł z VAT, 351,85 zł netto

Opis

Dozownik przewidziany jest do pracy z urządzeniem posiadającym wyjście w postaci gniazda typu AGA, może to być sieć tlenu medycznego bądź też bezpośrednio reduktor tlenowy zaopatrzony w gniazdo AGA. Produkt służy do tlenoterapii bez nawilżacza, ale po odkręceniu króćca można podłączyć do niego nawilżacz z mocowaniem na gwint 9/16.

Charakterystyka produktu

- zakres regulacji pokrętkiem 0-15 l/min
- zakres pracy od 0,4 do 0,5 MPa
- kod produktu: R-100-T

Na życzenie klienta dozownik może zostać wykonany z wejściem DIN.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MetallERG Sp. z o.o., Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

MetallERG Sp. z o.o., Polska