

DREN, PRZEWÓD TLENOWY 10 M



Dren tlenowy (przewód tlenowy) o **długości 10 metrów** wykorzystywany w tlenoterapii do bezpośredniego podawania tlenu osobie poszkodowanej. Wężyk jest ryflowany wewnątrz z miękkimi, stożkowymi końcówkami. Zapewnia dopływ tlenu nawet przy zagięciu przewodu. Przekrój drenu jest gwiazdowy.

Kod produktu: 92-1100

GTIN: 5901292127398

Kod produktu: TLE-026

GTIN: 5901292127398

16,00 zł z VAT, 14,81 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Sumi sp. z o.o. sp. k., Polska

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Sumi sp. z o.o. sp. k., Polska

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.