

DREN, PRZEWÓD TLENOWY 2,1 M



Dren tlenowy (przewód tlenowy) o **długości 2,1 metra** wykorzystywany w tlenoterapii do bezpośredniego podawania tlenu osobie poszkodowanej. Wężyk jest ryflowany wewnątrz z miękkimi, stożkowymi końcówkami. Zapewnia dopływ tlenu nawet przy zagięciu przewodu. Przekrój drenu jest gwiazdowy.

Kod produktu: HSS13-2

Kod produktu: TLE-024

3,00 zł z VAT, 2,78 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Weikang Jiejing Medical Apparatus Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Sungu Europe B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Jiangsu Weikang Jiejing Medical Apparatus Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.