

DREN, PRZEWÓD TLENOWY 4 M



Dren tlenowy (przewód tlenowy) o **długości 4 metrów** wykorzystywany w tlenoterapii do bezpośredniego podawania tlenu osobie poszkodowanej. Wążek jest ryflowany wewnątrz z miękkimi, stożkowymi końcówkami. Zapewnia dopływ tlenu nawet przy zagięciu przewodu. Przekrój drenu jest gwiazdowy.

Kod produktu: 2.4.3.1.2

GTIN: 4250859624650

Kod produktu: TLE-044

GTIN: 4250859624650

7,50 zł z VAT, 6,94 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Yuyao Hairui Medical Devices Co., Ltd., Chiny

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MedPath GmbH, Niemcy

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Yuyao Hairui Medical Devices Co., Ltd., Chiny

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.