

# DREN, PRZEWÓD TLENOWY 4 M



Dren tlenowy (przewód tlenowy) o **długości 4 metrów** wykorzystywany w tlenoterapii do bezpośredniego podawania tlenu osobie poszkodowanej. Wążek jest ryflowany wewnątrz z miękkimi, stożkowymi końcówkami. Zapewnia dopływ tlenu nawet przy zagięciu przewodu. Przekrój drenu jest gwiazdowy.

**Kod produktu:** 2.4.3.1.2

**GTIN:** 4250859624650

---

**Kod produktu:** TLE-044

**GTIN:** 4250859624650

**7,50 zł z VAT, 6,94 zł netto**

## Opis

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

Yuyao Hairui Medical Devices Co., Ltd., Chiny

### Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

MedPath GmbH, Niemcy

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

Yuyao Hairui Medical Devices Co., Ltd., Chiny

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.