

ELEKTRODY-BATERIA DLA DOROSŁYCH PAD-PAK DO DEFIBRYLATORA AED SAMARITAN PAD



Moduł PAD-PAK to zintegrowany system elektrod samoprzylepnych z bateriami kompatybilny z defibrylatorami Samaritan PAD. Kaseta PAD-PAK jest przeznaczona dla pacjentów dorosłych, czyli w wieku powyżej 8 lat lub wadze powyżej 25 kg. Okres przydatności o użycia wynosi około 4 lata.

Kod produktu: PAD-PAK-03

GTIN: 5060167121234

Kod produktu: DEF-007

GTIN: 5060167121234

760,00 zł z VAT, 703,70 zł netto

Opis

Moduł PAD-PAK to zintegrowany system elektrod samoprzylepnych z bateriami kompatybilny z defibrylatorami Samaritan PAD. Kaseta PAD-PAK jest przeznaczona dla pacjentów dorosłych, czyli w wieku powyżej 8 lat lub wadze powyżej 25 kg.

Przeznaczenie

Kaseta PAD-PAK jest właściwa dla defibrylatorów Samaritan PAD 300P, Pad 350P, Pad 360P i PAD 500P.

Charakterystyka

- okres przydatności Samaritan PAD-PAK wynosi 4 lata
- elektrody jednorazowe o powierzchni żelu 100 cm², długości przewodów 1 m
- pojemność baterii – 30 defibrylacji energią 200 J
- typ baterii: LiMnO₂, 18 V, 1.5 A

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.