


ELEKTRODY-BATERIA DLA DZIECI PEDI-PAK DO DEFIBRYLATORA AED SAMARITAN PAD



Moduł PEDI-PAK to zintegrowany system elektrod samoprzylepnych z bateriami kompatybilny z defibrylatorami Samaritan PAD. Kaseta PEDI-PAK jest przeznaczona dla pacjentów pediatrycznych, czyli w wieku poniżej 8 lat lub wadze poniżej 25 kg masy ciała. Okres przydatności o użycia wynosi około 4 lata.

Kod produktu: PAD-PAK-04

GTIN: 5060167121241

Kod produktu: DEF-008

GTIN: 5060167121241

990,00 zł z VAT, 916,67 zł netto

Opis

Moduł PEDI-PAK to zintegrowany system elektrod samoprzylepnych z bateriami kompatybilny z defibrylatorami Samaritan PAD. Kaseta PEDI-PAK jest przeznaczona dla pacjentów pediatrycznych, czyli w wieku poniżej 8 lat lub wadze poniżej 25 kg masy ciała.

Przeznaczenie

Kaseta PAD-PAK jest właściwa dla defibrylatorów Samaritan PAD 300P, Pad 350P, Pad 360P i PAD 500P.

Charakterystyka

- okres przydatności Samaritan PEDI-PAK wynosi 4 lata
- elektrody jednorazowe o powierzchni żelu 100 cm², długości przewodów 1 m
- pojemność baterii – 30 defibrylacji energią 200 J
- typ baterii: LiMnO₂, 18 V, 1.5 Ah

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

HeartSine Technologies Limited, Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Stryker European Operations Limited, Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

HeartSine Technologies Limited, Wielka Brytania

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.