

ELEKTRODY DLA DOROSŁYCH CPR-D PADZ DO DEFIBRYLATORA AED ZOLL AED PLUS



Elektrody CPR-D do defibrylatora Zoll AED Plus przeznaczone są dla pacjentów powyżej 8 roku życia. Elektrody posiadają specjalny czujnik ucisków, który wspomaga prowadzenie akcji ratunkowej. Sensor na bieżąco mierzy i rejestruje głębokość oraz częstotliwość ucisków klatki piersiowej. Na podstawie zebranych danych informacja o jakości wykonywanej resuscytacji przedstawiana jest tekstowo na ekranie urządzenia lub w postaci komunikatów głosowych. Elektrody posiadają około 5-letni okres przydatności do użycia.

Kod produktu: 8900-0815-01

GTIN: 847946016333

Kod produktu: DEF-013

GTIN: 847946016333

810,00 zł z VAT, 750,00 zł netto

Opis

Elektrody CPR-D do defibrylatora Zoll AED Plus przeznaczone są dla pacjentów powyżej 8 roku życia. Elektrody posiadają specjalny czujnik ucisków, który wspomaga prowadzenie akcji ratunkowej. Sensor na bieżąco mierzy i rejestruje głębokość oraz częstotliwość ucisków klatki piersiowej. Na podstawie zebranych danych informacja o jakości wykonywanej resuscytacji przedstawiana jest tekstowo na ekranie urządzenia lub w postaci komunikatów głosowych.

Elektrody posiadają około 5-letni okres przydatności do użycia.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

ZOLL International Holding B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.