


ELEKTRODY DLA DOROSŁYCH DO DEFIBRYLATORA AED PHILIPS HEARTSTART HS1



Elektrody dla dorosłych do defibrylatora AED Philips HeartStart HS1.

Elektrody posiadają 2-letni okres przydatności do użycia.

Kod produktu: M5071A

Kod produktu: DEF-005

320,00 zł z VAT, 296,30 zł netto

Opis

Elektrody do defibrylatora AED Philips HeartStart HS1, z przeznaczeniem dla osób dorosłych (powyżej 8 roku życia i powyżej 25 kg). Produkt zapakowany w plastikowe pudełko, chroniące zawartość przed wysychaniem wydłużając tym samym ich przydatność. Mocny klej na bazie hydrożelu sprawia, że łatwo je przykleić nawet w ciężkich warunkach. Elektrody cechuje unikatowa funkcja – detekcja wyschnięcia elektrod. W przypadku utraty przez elektrody właściwości przewodnictwa impulsu elektrycznego, defibrylator poinformuje o takim fakcie i wskaże, że należy wymienić je na nowe.

Elektrody do defibrylatora Philips HS1 - charakterystyka produktu

- przydatność produktu do użytku: ok. 24 miesiące
- długość przewodu- ok. 135 cm
- klej na bazie hydrożelu
- detekcja wyschnięcia elektrod

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Philips Medical Systems, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Philips Medical Systems Nederland B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.