

ELEKTRODY DLA DOROSŁYCH ZOLL CPR-D PADZ (AED PLUS)



Elektroda dla dorosłych Zoll CPR-D Padz do defibrylatora AED PLUS.

Na elektrodzie znajduje się niebieski krzyż wskazujący prawidłowe miejsce naklejenia elektrody na klatkę piersiową oraz właściwe miejsce jej ucisku. Kompletna instrukcja naklejenia znajduje się na elektrodzie.

Elektrody dla dorosłych Zoll CPR-D Padz

kod: 8900-0800-01

Elektroda dla dorosłych Zoll CPR-D Padz do defibrylatora AED PLUS.

Na elektrodzie znajduje się niebieski krzyż wskazujący prawidłowe miejsce naklejenia elektrody na klatkę piersiową oraz właściwe miejsce jej ucisku. Kompletna instrukcja naklejenia znajduje się na elektrodzie.

Cechy:

- Na elektrodzie znajduje się kompletna instrukcja naklejenia.
- Unikalna funkcja Real CPR Help- przekazuje informacje ratownikowi na temat głębokości i częstości uciskania. Dzięki temu ratownik będzie wiedział kiedy jego uciski stają się nieefektywne np. ze względu na zmęczenie i w odpowiednim momencie zmieni się z drugą osobą w ich wykonywaniu.
- Możliwość stałego podłączenia elektrody do defibrylatora, dzięki czemu znacznie skraca się czas przygotowania urządzenia do analizy.
- Długość przewodów elektrod: 86,4 cm.
- Okres ważności: 5 lat.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.