

# ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORA AED NIHON KOHDEN CARDIOLIFE AED-3100



Uniwersalne elektrody ratownicze do defibrylatora AED Nihon Kohden Cardiolife AED-3100. Wbudowany w urządzenie tryb pediatryczny umożliwia stosowanie ich w sytuacji ratowania dorosłych oraz dzieci. Termin przydatności elektrod wynosi co najmniej 30 miesięcy.

**Kod produktu:** P-740K

**GTIN:** 4931921902424

---

**Kod produktu:** DEF-147

**GTIN:** 4931921902424

**370,00 zł z VAT, 342,59 zł netto**

## Opis

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

Nihon Kohden Corporation, Japonia

### Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Nihon Kohden Europe GmbH, Niemcy

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### Producent

Nihon Kohden Corporation, Japonia

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.