


# ELEKTRODY DO DEFIBRYLATORA AED PHILIPS HEARTSTART FRX SMARTPADS II



Uniwersalne elektrody ratownicze **Smart Pads II** do Defibrylatora Philips FRx z możliwością stosowania ich względem ratowania dorosłych jak i dzieci. Termin przydatności elektrod wynosi co najmniej 24 miesiące.

**Kod produktu:** 989803139261

**GTIN:** 884838023703

---

**Kod produktu:** DEF-024

**GTIN:** 884838023703

**290,00 zł z VAT, 268,52 zł netto**

## Opis

Uniwersalne elektrody ratownicze **Smart Pads II** do defibrylatora Philips FRx. Produkt to rewolucyjne rozwiązanie polegające na wyeliminowaniu konieczności posiadania różnych typów elektrod dla różnych kategorii wiekowych pacjentów. Elektrody są uniwersalne co oznacza, że można je wykorzystywać względem zarówno dzieci jak i dla dorosłych po zastosowaniu klucza pediatrycznego.

Dla komfortu użytkownika, na każdym opakowaniu elektrod umieszczono czytelny rysunek prezentujący sposób ich użycia – m.in. precyzyjną lokalizację ich przyklejenia na klatce piersiowej. Grafika ułatwia wykorzystanie defibrylatora nawet przez osoby, które nie mają ani doświadczenia ani przeszkolenia z zakresu obsługi defibrylatora AED.

Termin przydatności elektrod wynosi co najmniej **24 miesiące**.

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Philips Medical Systems, Stany Zjednoczone

## Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Philips Medical Systems Nederland B.V., Holandia

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

**Producent**

Philips Medical Systems, Stany Zjednoczone

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.