



## ELEKTRODY PEDIATRYCZNE PEDI-PADZ II (AED PLUS)

Elektroda pediatryczna Zoll Pedi Padz II do defibrylatora  
ZOLL AED PLUS.

Przeznaczona dla dzieci poniżej 8-go roku życia lub  
poniżej 25kg masy ciała.

---

Elektrody pediatryczne Zoll Pedi-Padz II

kod: 8900-0810-01

Elektroda pediatryczna Zoll Pedi Padz II do defibrylatora ZOLL AED PLUS.

Przeznaczona dla dzieci poniżej 8-go roku życia lub poniżej 25kg masy ciała.

CECHY:

- Na elektrodzie znajduje się kompletna instrukcja naklejenia.
- Możliwość stałego podłączenia elektrody do defibrylatora, dzięki czemu znacznie skraca się czas przygotowania urządzenia do analizy.
- Długość przewodów elektrod: 86,4 cm.
- Okres ważności: 24 miesiące.

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.