


# ELEKTRODY SZKOLENIOWE (WLEPKI) DLA DOROSŁYCH DO DEFIBRYLATORA AED PHILIPS HEARTSTART HS1



Zastępcze elektrody szkoleniowe dla osób dorosłych do defibrylatora AED Philips HeartStart HS1. Umożliwiają prowadzenie szkoleń na około 100 cykli. Produkt składa się z elektrod treningowych ze specjalną wtyczką, która pozwala na łatwe wpięcie do kasety, stanowiącej część zestawu szkoleniowego. Należy pamiętać, że w celu uruchomienia funkcji szkoleniowej w defibrylatorze AED Philips HeartStart HS1, niezbędne jest posiadanie całego zestawu szkoleniowego, którego część tworzą same elektrody.

**Kod produktu:** M5093A

---

**Kod produktu:** DEF-107

**255,00 zł z VAT, 207,32 zł netto**

## Opis

### Bezpieczeństwo

### Producent

Philips Medical Systems  
22100 Bothell Everett Highway  
Bothell, WA 98021-8431  
Stany Zjednoczone  
+1 800 263 3342

### Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH  
Hewlett-Packard Strasse 2  
71034 Böblingen  
Niemcy  
+49 7031 463 2254

### Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Philips Medical Systems 22100 Bothell Everett Highway Bothell, WA 98021-8431 Stany Zjednoczone +1 800 263 3342

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.