


ELEKTRODY SZKOLENIOWE (WLEPKI) DLA DOROSŁYCH DO DEFIBRYLATORA AED PHILIPS HEARTSTART HS1



Zastępcze elektrody szkoleniowe dla osób dorosłych do defibrylatora AED Philips HeartStart HS1. Umożliwiają prowadzenie szkoleń na około 100 cykli. Produkt składa się z elektrod treningowych ze specjalną wtyczką, która pozwala na łatwe wpięcie do kasety, stanowiącej część zestawu szkoleniowego. Należy pamiętać, że w celu uruchomienia funkcji szkoleniowej w defibrylatorze AED Philips HeartStart HS1, niezbędne jest posiadanie całego zestawu szkoleniowego, którego część tworzą same elektrody.

Kod produktu: M5093A

Kod produktu: DEF-107

255,00 zł z VAT, 207,32 zł netto

Opis

Bezpieczeństwo

Producent

Philips Medical Systems
22100 Bothell Everett Highway
Bothell, WA 98021-8431
Stany Zjednoczone
+1 800 263 3342

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH
Hewlett-Packard Strasse 2
71034 Böblingen
Niemcy
+49 7031 463 2254

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Philips Medical Systems 22100 Bothell Everett Highway Bothell, WA 98021-8431 Stany Zjednoczone +1 800 263 3342

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.