

ELEKTRODY TRENINGOWE CU MEDICAL DO SPT



Elektrody szkoleniowe CU Medical do trenażera iPAD SPT. Elektrody treningowe wraz z defibrylatorem treningowym SPT zapewniają uczniom najbardziej realistyczne szkolenie, pozwalając im ćwiczyć wszystkie etapy procesu ratunkowego. Elektrody mogą być używane wielokrotnie, dzięki czemu nie trzeba ich wymieniać po każdym kursie, co znacznie zmniejsza koszty szkoleń z Pierwszej Pomocy.

Elektrod do urządzenia treningowego iPAD SPT nie należy stosować z defibrylatorem medycznym, ponieważ elektrody szkoleniowe nie są w stanie podać wstrząsu elektrycznego.

Elektrody treningowe CU Medical do SPT

kod: CUA1109TP

Elektrody szkoleniowe CU Medical do trenażera iPAD SPT.

Elektrody treningowe wraz z defibrylatorem treningowym SPT zapewniają uczniom najbardziej realistyczne szkolenie, pozwalając im ćwiczyć wszystkie etapy procesu ratunkowego. Elektrody mogą być używane wielokrotnie, dzięki czemu nie trzeba ich wymieniać po każdym kursie, co znacznie zmniejsza koszty szkoleń z Pierwszej Pomocy.

Elektrod do urządzenia treningowego iPAD SPT nie należy stosować z defibrylatorem medycznym, ponieważ elektrody szkoleniowe nie są w stanie podać wstrząsu elektrycznego.

Informacje ogólne:

- zastosowanie: w celach szkoleniowych,
- uniwersalne (rozmiar dla dorosłych, mogą być również użyte jako elektrody pediatryczne),
- wielorazowe, samoprzylepne,
- z kablem przyłączeniowym,
- opakowane są w grubą folię chroniącą przed uszkodzeniem.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.