

ELEKTRODY UNIWERSALNE CPR UNI-PADZ DO DEFIBRYLATORA AED ZOLL AED 3



Uniwersalne elektrody CPR Uni-Padz do defibrylatora AED

Zoll AED 3 służą do defibrylacji dorosłych oraz dzieci.

Elektrody wyposażone zostały w czujnik głębokości ucisków, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie na bieżąco jakości prowadzonej resuscytacji.

Elektrody posiadają 5-letni okres przydatności do użycia.

Kod produktu: 8900-000280

GTIN: 847946026691

Kod produktu: DEF-070

GTIN: 847946026691

990,00 zł z VAT, 916,67 zł netto

Opis

Uniwersalne elektrody CPR Uni-Padz do defibrylatora Zoll AED 3 służą do defibrylacji dorosłych oraz dzieci. Elektrody wyposażone zostały w czujnik głębokości ucisków, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie na bieżąco jakości prowadzonej resuscytacji. Elektrody posiadają 5-letni okres przydatności do użycia.

Kolorowy wyświetlacz LCD Zoll AED 3 zawiera grafikę, która pokrywa się z kształtami i kolorami elektrod, aby wspierać prawidłowe umieszczanie elektrod u poszkodowanego.

Prawdziwa pomoc w resuscytacji

Nieodpowiednia częstotliwość i głębokość ucisków są powszechne podczas RKO. Dorosłe ofiary wymagają od 100 do 120 uciśnień na minutę i na głębokości od 5 do 6 cm. Uciski muszą być wykonywane dobrze, aby skutecznie przenosić dotlenioną krew do serca i mózgu. Defibrylator natychmiastowo odczytuje dane ucisków z elektrod i informuje w czasie rzeczywistym ratownika o właściwej częstotliwości i głębokości ucisków. Zoll 3 instruuje ratownika, aby naciskał mocniej, jeśli uciski są za płytkie lub informuje o tym, że uciski są prawidłowe. Defibrylator okazuje również głębokość ucisków w czasie rzeczywistym za pomocą wskaźnika na kolorowym ekranie wyświetlacza, umożliwiając ratownikowi dostosowanie głębokości przy następnym ucisku, jeśli jest to konieczne.

Informacja o głębokości ucisków jest wyłączona dla pacjentów pediatrycznych, ponieważ wskazówki dotyczące głębokości uciśnień u dzieci i młodzieży różnią się w zależności od wieku dziecka.

W zestawie

- maska ochronna
- nożyczki
- jednorazowe rękawiczki
- maszynka do golenia
- ręcznik oraz wilgotna chusteczka

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

ZOLL International Holding B.V., Holandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

ZOLL Medical Corporation, Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.