

# ELEKTRODY UNIWERSALNE DO DEFIBRYLATORA AED REANIBEX 100



Uniwersalne elektrody ratownicze do defibrylatora AED Reanibex 100.

**Kod produktu:** KSA 0502 A

**GTIN:** 8058480754069

---

**Kod produktu:** DEF-249

**GTIN:** 8058480754069

**280,00 zł z VAT, 259,26 zł netto**

## Opis

Uniwersalne elektrody ratownicze do defibrylatora AED Reanibex 100. Produkt poprzez specjalny algorytm dostosowujący siłę wyładowania do wieku pacjenta umożliwia defibrylację zarówno osób dorosłych jak i pacjentów pediatrycznych do 8 roku życia lub 25 kg masy ciała. Takie rozwiązanie stanowi nieocenione wsparcie w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej z użyciem defibrylatora AED, zmniejszając czas potrzebny na udzielenie pomocy oraz znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji urządzenia. Elektrody są zapakowane w wodoszczelne opakowanie, które chroni zawartość i stwarza odpowiednie warunki do przechowywania żelowych podkładek. Na opakowaniu umieszczono kolorowe rysunki, które wskazują jak poprawnie przykleić elektrody w zależności od wieku poszkodowanego.

## Charakterystyka produktu

- długość przewodu 130 cm, powierzchnia elektrody 144 cm<sup>2</sup>
- wyrób medyczny jednorazowego użytku
- termin przydatności: co najmniej 24 miesiące

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

FIAB SpA, Włochy

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.