

# ELEKTRODY UNIWERSALNE QUIK-STEP DO DEFIBRYLATORA AED LIFEPAK CR2



Elektrody do LIFEPAK CR2 QUIK-STEP to wymienne elektrody przeznaczone do defibrylatora AED LIFEPAK CR2.

**Kod produktu:** 11101-000021

**GTIN:** 883873867808

---

**Kod produktu:** DEF-239

**GTIN:** 883873867808

**699,00 zł z VAT, 647,22 zł netto**

## Opis

Elektrody do LIFEPAK CR2 QUIK-STEP to wymienne elektrody przeznaczone do defibrylatora AED LIFEPAK CR2. Zestaw dostarczany jest w parze (dorośli/pediatryczny) i może być używany zarówno u dorosłych, jak i dzieci, dzięki wygodnemu przełącznikowi trybu pacjenta w urządzeniu CR2. Elektrody mają 4-letni okres trwałości, po upływie którego należy je wymienić.

## Cechy produktu

- Wymienny element do defibrylatora LIFEPAK CR2
- Jedne elektrody przeznaczone do stosowania zarówno u dorosłych, jak i dzieci (różni się jedynie miejsce aplikacji)
- Graficzne instrukcje na elektrodach wskazujące miejsce ich naklejenia w przypadku dorosłych oraz dzieci

## Specyfikacja

- Okres przydatności: 4 lata
- Kompatybilne z każdym modelem CR2

## Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## Producent

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone

## Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Stryker European Operations Limited, Irlandia

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.