

ELEKTRODY UNIWERSALNE QUIK-STEP DO DEFIBRYLATORA AED LIFEPAK CR2



Elektrody do LIFEPAK CR2 QUIK-STEP to wymienne elektrody przeznaczone do defibrylatora AED LIFEPAK CR2.

Kod produktu: 11101-000021

GTIN: 883873867808

Kod produktu: DEF-239

GTIN: 883873867808

699,00 zł z VAT, 647,22 zł netto

Opis

Elektrody do LIFEPAK CR2 QUIK-STEP to wymienne elektrody przeznaczone do defibrylatora AED LIFEPAK CR2. Zestaw dostarczany jest w parze (dorosły/pediatryczny) i może być używany zarówno u dorosłych, jak i dzieci, dzięki wygodnemu przełącznikowi trybu pacjenta w urządzeniu CR2. Elektrody mają 4-letni okres trwałości, po upływie którego należy je wymienić.

Cechy produktu

- Wymienny element do defibrylatora LIFEPAK CR2
- Jedne elektrody przeznaczone do stosowania zarówno u dorosłych, jak i dzieci (różni się jedynie miejsce aplikacji)
- Graficzne instrukcje na elektrodach wskazujące miejsce ich naklejenia w przypadku dorosłych oraz dzieci

Specyfikacja

- Okres przydatności: 4 lata
- Kompatybilne z każdym modelem CR2

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

Stryker European Operations Limited, Irlandia

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Physio-Control, Inc., Stany Zjednoczone

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.