


ELEKTRODY ZOLL CPR UNI-PADZ III™ UNIVERSAL (DOROSŁY/DZIECKO)



Elektrody uniwersalne Zoll CPR-Uni Padz III do defibrylatora ZOLL AED 3.

Przeznaczona zarówno do defibrylacji dorosłych jak i dla dzieci poniżej 8-go roku życia lub poniżej 25kg masy ciała.

CECHY:

- Na elektrodzie znajduje się kompletna instrukcja naklejenia.
 - Możliwość stałego podłączenia elektrody do defibrylatora, dzięki czemu znacznie skraca się czas przygotowania urządzenia do analizy.
 - Okres ważności: 5 lat.
-

Elektrody uniwersalne Zoll CPR-Uni Padz III

kod: 8900-000280

Elektrody uniwersalne Zoll CPR-Uni Padz III do defibrylatora ZOLL AED 3.

Przeznaczona zarówno do defibrylacji dorosłych jak i dla dzieci poniżej 8-go roku życia lub poniżej 25kg masy ciała.

CECHY:

- Na elektrodzie znajduje się kompletna instrukcja naklejenia.
- Możliwość stałego podłączenia elektrody do defibrylatora, dzięki czemu znacznie skraca się czas przygotowania urządzenia do analizy.
- Okres ważności: 5 lat.

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
