

FANTOM BLS Z NADWAGĄ FAT OLD FRED



Fantom BLS z nadwagą Fat Old Fred to specjalistyczny manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej u pacjenta starszego i otyłego – takiego, z jakim ratownicy najczęściej spotykają się w rzeczywistości. Realistyczne wymiary, dodatkowa „warstwa tłuszczowa” oraz wyraźne punkty anatomiczne pozwalają dużo lepiej odwzorować warunki prowadzenia RKO u osoby z nadwagą niż w przypadku standardowych fantomów.

Kod produktu: LF03750

Kod produktu: FAN-073

4,590,00 zł z VAT, 3,731,71 zł netto

Opis

Fantom BLS z nadwagą Fat Old Fred to specjalistyczny manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej u pacjenta starszego i otyłego – takiego, z jakim ratownicy najczęściej spotykają się w rzeczywistości. Realistyczne wymiary, dodatkowa „warstwa tłuszczowa” oraz wyraźne punkty anatomiczne pozwalają dużo lepiej odwzorować warunki prowadzenia RKO u osoby z nadwagą niż w przypadku standardowych fantomów.

Charakterystyka produktu

- realistyczny wygląd starszego, otyłego pacjenta – powiększona klatka piersiowa, większy obwód tułowia i dodatkowa warstwa „tłuszczu” utrudniająca uciśnięcia, co wiernie oddaje warunki pracy z pacjentem bariatrycznym
- wyraźne, wyczuwalne punkty anatomiczne: mostek, żebra, wcięcie mostka (wcięcie mieczykowate), ułatwiające prawidłowe ułożenie rąk do uciśnięć klatki piersiowej
- możliwość realistycznego odgięcia głowy i uniesienia żuchwy w celu udrożnienia dróg oddechowych; drogi oddechowe można także celowo „zamknąć”, aby symulować niedrożność i zadławienie
- system wymiennych, jednorazowych dróg oddechowych i insertów ustno-nosowych, zapewniający wysoki poziom higieny podczas ćwiczeń z większą liczbą kursantów
- konstrukcja przystosowana do wielokrotnego, intensywnego użytkowania na kursach BLS/KPP – trwałe tworzywo, odporne na typowe obciążenia treningowe
- realistyczny opór klatki piersiowej i głębokość uciśnięć, pozwalające na korygowanie siły i techniki ucisków u kursantów
- kompatybilność z większością standardowych masek i osłon do RKO stosowanych podczas szkoleń

Skład zestawu

- fantom FAT OLD FRED
- 3 wymienne drogi oddechowe
- 3 części ustno-nosowe
- torba transportowa

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Nasco Healthcare Inc.

16 Simulaids Drive

Saugerties, NY 12477 USA

+1 833 627 2642

customercare@nascohealthcare.com

Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Str. 20

20459 Hamburg

Niemcy

+49 40 73966 0

sales@3bscientific.com

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Nasco Healthcare Inc. 16 Simulaids Drive Saugerties, NY 12477 USA +1 833 627 2642

customercare@nascohealthcare.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.