

## FANTOM BRAYDEN LED RED

Fantom Brayden Adult to manekin osoby dorosłej do nauki i/lub treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oferujący realistyczny wygląd i odpowiednie parametry fizyczne typowe dla przeciętnej osoby dorosłej.

Manekin Brayden LED posiada wizualną prezentację przepływu krwi.

Brayden wykorzystuje zaawansowane wbudowane czujniki do wykrywania i analizowania skuteczności resuscytacji. Czujniki te są ustawione na wartość domyślną, aby monitorować efektywność uciśnień zgodne z aktualnymi wytycznymi RKO.

Brayden LED zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat wyników resuscytacji, umożliwiając użytkownikom wizualizację wpływu resuscytacji na przepływ krwi wieńcowej i mózgowej. Kontrolki manekina Brayden odpowiadają wydajności resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co pozwala na natychmiastową korektę i ćwiczenie prawidłowych technik resuscytacji.

Skóra manekinów Brayden jest wykonana z materiałów wolnych od lateksu dzięki czemu łatwo przykleja się i usuwa z niej elektrody treningowe. Skóra w dotyku bardzo przypomina skórę człowieka.



---

Fantom Brayden LED red

kod: IM13-R

Fantom Brayden Adult to manekin osoby dorosłej do nauki i/lub treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oferujący realistyczny wygląd i odpowiednie parametry fizyczne typowe dla przeciętnej osoby dorosłej.

Manekin Brayden LED posiada wizualną prezentację przepływu krwi.

Brayden wykorzystuje zaawansowane wbudowane czujniki do wykrywania i analizowania skuteczności resuscytacji. Czujniki te są ustawione na wartość domyślną, aby monitorować efektywność uciśnień zgodne z aktualnymi wytycznymi RKO.

Brayden LED zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat wyników resuscytacji, umożliwiając użytkownikom wizualizację wpływu resuscytacji na przepływ krwi wieńcowej i mózgowej. Kontrolki manekina Brayden odpowiadają wydajności resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co pozwala na natychmiastową korektę i ćwiczenie prawidłowych technik resuscytacji.

Skóra manekinów Brayden jest wykonana z materiałów wolnych od lateksu dzięki czemu łatwo przykleja się i usuwa z niej elektrody treningowe. Skóra w dotyku bardzo przypomina skórę człowieka.

Opór klatki piersiowej jest reprezentatywny dla przeciętnej osoby dorosłej. Korpus z wyraźnie określonymi anatomicznymi punktami orientacyjnymi (żebra, wyrostek mieczykowaty) ułatwia prawidłowe wykonanie RKO. Ruchomy kark daje możliwość przechylenie głowy i uniesienie podbródka w celu otwarcia dróg oddechowych. Kanały ustne i nosowe umożliwiające realistyczne uchwycenie (zatkanie) nosa przy wdechu.

Fantomy Brayden mogą być wentylowane metodą usta-usta, ale także za pomocą maski twarzowej RKO (Pocket Mask) lub resuscytatora i charakteryzuje się realistycznym uniesieniem klatki piersiowej i odpowiednią pojemnością płuc właściwą dla dorosłego człowieka.

Konstrukcja manekina zapewnia wydychanie powietrza z jednorazowych płuc przez tył głowy, z dala od osoby szkolonej, zmniejszając w ten sposób ryzyko zakażenia krzyżowego.

Przepływ krwi w fantomie Brayden LED red wyświetla się na bladoczerwono.

Specyfikacja:

- Wymiary: ok. 58 x 33 x 20 cm
- Waga: 3,180 kg
- Temperatura użytkowania: od 15°C do 30°C
- Temperatura przechowywania: od -10°C do 50°C
- Wilgotność względna od 5% do 95%
- Gwarancja: 2 lata (materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją)
- Zasilanie: Baterie LR14 (typ C) 1.5V (6 baterii) / opcjonalnie do nabycia osobno: Zasilacz AC (IM13-OA01)

Elementy zestawu:

- 1 kompletny manekin Brayden Basic,
- 10 maseczek do sztucznego oddychania,
- 1 zapasowa skóra twarzy,
- 1 zapasowe płuca,
- 1 torba z funkcją maty,
- 6 szt. baterii LR14,
- instrukcja obsługi.

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.