

FANTOM BRAYDEN OBI BASIC



Fantom Brayden OBI to manekin osoby dorosłej do nauki i/lub treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oferujący realistyczny wygląd i odpowiednie parametry fizyczne. Anatomicznie dokładny nos i usta manekina są reprezentatywne dla czarnoskórego dorosłego mężczyzny, umożliwiając realistyczny trening wentylacji. Manekin Brayden OBI Basic nie posiada wizualnej prezentacji przepływu krwi. Prawidłowa głębokość uciśnięć (>5 cm) jest potwierdzana dźwiękiem kliknięcia w obrębie tułowia.

Fantomy Brayden mogą być wentylowane metodą usta-usta, ale także za pomocą maski twarzowej RKO (Pocket Mask) lub resuscytatora i charakteryzuje się realistycznym uniesieniem klatki piersiowej i odpowiednią pojemnością płuc właściwą dla dorosłego człowieka.

Konstrukcja manekina zapewnia wydychanie powietrza z jednorazowych płuc przez tył głowy, z dala od osoby szkolonej, zmniejszając w ten sposób ryzyko zakażenia krzyżowego.

Skóra manekinów Brayden jest wykonana z materiałów wolnych od lateksu dzięki czemu łatwo przykleja się i usuwa z niej elektrody treningowe. Skóra w dotyku bardzo przypomina skórę człowieka.

Fantom Brayden OBI Basic

kod: IM13-SO

Brayden OBI to najnowszy dodatek do rodziny manekinów Brayden CPR.

Dostępny jako kompletny manekin lub zestaw do konwersji do użytku z obecnymi manekinami dla dorosłych, Brayden OBI pozwala na różnorodność w programach szkoleniowych.

Fantom Brayden OBI to manekin osoby dorosłej do nauki i/lub treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oferujący realistyczny wygląd i odpowiednie parametry fizyczne. Anatomicznie dokładny nos i usta manekina są reprezentatywne dla czarnoskórego dorosłego mężczyzny, umożliwiając realistyczny trening wentylacji.

Manekin Brayden OBI Basic nie posiada wizualnej prezentacji przepływu krwi. Prawidłowa głębokość uciśnień (>5 cm) jest potwierdzana dźwiękiem kliknięcia w obrębie tułowia.

Fantomy Brayden mogą być wentylowane metodą usta-usta, ale także za pomocą maski twarzowej RKO (Pocket Mask) lub resuscytatora i charakteryzuje się realistycznym uniesieniem klatki piersiowej i odpowiednią pojemnością płuc właściwą dla dorosłego człowieka.

Konstrukcja manekina zapewnia wydychanie powietrza z jednorazowych płuc przez tył głowy, z dala od osoby szkolonej, zmniejszając w ten sposób ryzyko zakażenia krzyżowego.

Skóra manekinów Brayden jest wykonana z materiałów wolnych od lateksu dzięki czemu łatwo przykleja się i usuwa z niej elektrody treningowe. Skóra w dotyku bardzo przypomina skórę człowieka.

Opór klatki piersiowej jest reprezentatywny dla przeciętnej osoby dorosłej. Korpus z wyraźnie określonymi anatomicznymi punktami orientacyjnymi (żebra, wyrostek mieczykowaty) ułatwia prawidłowe wykonanie RKO.

Ruchomy kark daje możliwość przechylenie głowy i uniesienie podbródka w celu otwarcia dróg oddechowych. Kanały ustne i nosowe umożliwiające realistyczne uchwycenie (zatkanie) nosa przy wdechu.

Specyfikacja:

- Długość: 60 x 30 x 20 cm
- Waga: 3,2 kg
- Temperatura użytkowania: od 15°C do 30°C
- Temperatura przechowywania: od -10°C do 50°C
- Wilgotność względna od 5% do 95%
- Gwarancja: 2 lata (materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją)

Elementy zestawu:

- 1 kompletny manekin Brayden OBI Basic,
- 10 maseczek do sztucznego oddychania,
- 1 zapasowa skóra twarzy,
- 1 zapasowe płuca,
- 1 torba z funkcją maty,
- instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.