

FANTOM DZIECKA LAERDAL LITTLE JUNIOR QCPR



Fantom Laerdal Little Junior QCPR to wszechstronny manekin do treningu resuscytacji krążeniowo oddechowej i udzielania pierwszej pomocy u dziecka.

Kod produktu: 128-01050

GTIN: 7045432087796

Kod produktu: FAN-004

GTIN: 7045432087796

1 350,00 zł z VAT, 1 097,56 zł netto

Opis

Fantom Laerdal Little Junior QCPR to wszechstronny manekin do treningu resuscytacji krążeniowo oddechowej i udzielania pierwszej pomocy u dziecka. Produkt posiada niezbędne elementy anatomiczne dziecka (mostek, żebra) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do wykonania "masażu serca". Manekin realistycznie odzwierciedla tors uszkodzonego oferując także uniesienia klatki piersiowej przy wdechach ratowniczych oraz umożliwia zaciśnięcie nosa, odchylenie głowy, uniesienie podbródka i wyluksowanie żuchwy. Co istotne, Little Junior z rozszerzeniem QCPR umożliwia monitorowanie jakości prowadzonych zajęć i ocenę rezultatów w czasie rzeczywistym za pomocą **darmowej aplikacji** dedykowanej na urządzenia mobilne takie jak smartfony czy tablety. Takie rozwiązanie sprawia, że szkolenie staje się jeszcze bardziej efektywne i skuteczne. Działanie aplikacji można zobaczyć na poniższym filmiku.

Cechy manekina

- realistyczna blokada dróg oddechowych – w celu ich udrożnienia niezbędne jest odchylenie głowy do tyłu
- ruchoma żuchwa oraz realistyczne rysy twarzy
- ruchoma klatka piersiowa, która unosi się podczas wdechów ratowniczych
- realistyczne punkty anatomiczne na klatce piersiowej, dzięki którym w łatwy sposób możemy określić miejsce ułożenia rąk
- prawidłowa głębokość wykonywanych ucisków sygnalizowana jest dźwiękiem "KLIK – KLAK"
- podczas uciskania klatki piersiowej wyczuwalny jest opór
- możliwość wentylacji bez przyrządowej metodą usta-usta lub usta-nos
- torba transportowa służy również jako mata treningowa
- gwarancja producencka na okres 24 miesięcy

Linki do bezpłatnej aplikacji QCPR

[Dla kursanta \(Android\) - QCPR Training](#)

[Dla instruktora \(IOS\) - QCPR Training](#)

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Laerdal Medical AS

P.O. Box 377

Tanke Svilands gate 30

4002 Stavanger

Norwegia

post@laerdal.no

+47 51 51 17 00

Wideo prezentacja działania darmowej aplikacji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Laerdal Medical AS P.O. Box 377 Tanke Svilands gate 30 4002 Stavanger Norwegia post@laerdal.no +47 51 51 17 00

Wideo prezentacja działania darmowej aplikacji

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.