

# FANTOM DZIECKA LAERDAL RESUSCI JUNIOR QCPR



Manekin Resusci Junior QCPR to zaawansowany fantom do nauki RKO u pacjentów pediatrycznych. Dzięki zastosowanemu modułowi QCPR trening jest jeszcze bardziej efektywny, ponieważ możemy na bieżąco monitorować jakość prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-896

**8 330,00 zł z VAT, 6 772,36 zł netto**

## Opis

### Karta produktu - [Laerdal Resusci Junior QCPR](#)

Resusci Junior QCPR posiada bardzo dobrze odwzorowane elementy anatomiczne dziecka. Manekin jest zgodny z aktualnymi wytycznymi co oznacza, że klatka piersiowa posiada wyraźny opór podczas uciskania, a także unosi się podczas wykonywania wdechów. Dodatkowo, aby udzielić drogi oddechowej należy odchylić głowę.

### Główne funkcje fantoma:

- Wentylacji przy użyciu maski z zaworem oraz workiem
- Realistyczne ruchy klatki piersiowej
- Konieczność udzielenia dróg oddechowych
- Wyczuwalne tętno na tętnicy szyjnej

### W skład zestawu wchodzi:

- Manekin Resusci Junior QCPR
- walizka transportowa, która może pełnić rolę maty treningowej
- 3 części twarzowe
- 2 wymienne drogi oddechowe
- instrukcja obsługi

### Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### Producent

Laerdal Medical AS

P.O. Box 377  
Tanke Svilands gate 30  
4002 Stavanger  
Norwegia  
post@laerdal.no  
+47 51 51 17 00

### **Charakterystyka produktu**

- **Wariant:** Podstawowy (181-00150), Z głową do płytkiej intubacji

### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

### **Producent**

Laerdal Medical AS P.O. Box 377 Tanke Svilands gate 30 4002 Stavanger Norwegia post@laerdal.no +47 51 51 17 00

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.