

FANTOM DZIECKA LAERDAL

RESUSCI JUNIOR QCPR



Manekin Resusci Junior QCPR to zaawansowany fantom do nauki RKO u pacjentów pediatrycznych. Dzięki zastosowanemu modułowi QCPR trening jest jeszcze bardziej efektywny, ponieważ możemy na bieżąco monitorować jakość prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Kod produktu: SZK-PARENT-896

8 330,00 zł z VAT, 6 772,36 zł netto

Opis

Karta produktu - [Laerdal Resusci Junior QCPR](#)

Resusci Junior QCPR posiada bardzo dobrze odwzorowane elementy anatomiczne dziecka. Manekin jest zgodny z aktualnymi wytycznymi co oznacza, że klatka piersiowa posiada wyraźny opór podczas uciskania, a także unosi się podczas wykonywania wdechów. Dodatkowo, aby udrożnić drogi oddechowe należy odchylić głowę.

Główne funkcje fantoma:

- Wentylacji przy użyciu maski z zaworem oraz workiem
- Realistyczne ruchy klatki piersiowej
- Konieczność udrożnienia dróg oddechowych
- Wyczuwalne tętno na tętnicy szyjnej

W skład zestawu wchodzi:

- Manekin Resusci Junior QCPR
- walizka transportowa, która może pełnić rolę maty treningowej
- 3 części twarzowe
- 2 wymienne drogi oddechowe
- instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Laerdal Medical AS

P.O. Box 377
Tanke Svilands gate 30
4002 Stavanger
Norwegia
post@laerdal.no
+47 51 51 17 00

Charakterystyka produktu

- **Wariant:** Podstawowy (181-00150), Z głową do płytkiej intubacji

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Laerdal Medical AS P.O. Box 377 Tanke Svilands gate 30 4002 Stavanger Norwegia post@laerdal.no +47 51 51 17 00

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.