


FANTOM GŁOWY DO NAUKI INTUBACJI AMBU AIRWAY MANAGEMENT TRAINER



Fantom głowy do nauki intubacji Ambu Airway Management Trainer służy do nauki udrażniania dróg oddechowych pacjenta. Manekin bardzo realistycznie odwzorowuje anatomię jamy ustnej oraz dróg oddechowych.

Kod produktu: 186002000

GTIN: 5707480018499

Kod produktu: FAN-014

GTIN: 5707480018499

5,950,00 zł z VAT, 4,837,40 zł netto

Opis

Fantom głowy do nauki intubacji Ambu Airway Management Trainer służy do nauki udrażniania dróg oddechowych pacjenta. Manekin bardzo realistycznie odwzorowuje anatomię jamy ustnej oraz dróg oddechowych. Głowę można unieść oraz odchylić w naturalny sposób. Fantom głowy do nauki intubacji posiada otwartą lewą stronę, a także przezroczystą tchawicę oraz gardło przez co istnieje możliwość obserwacji włożonego przyrządu do udrażniania dróg oddechowych.

Do nauki można używać:

- masek krtaniowych (zalecany rozmiar 3 lub 4)
- rurek krtaniowych
- Combitube
- rurek nosowo-tchawiczych (zalecane rozmiar 7 mm)
- rurek nosowo-gardłowych
- rurek dotchawiczych (zalecane rozmiar 7 do 8 mm)
- rurek ustno-gardłowych

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Dania
+45 7225 2000
ambu@ambu.com

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Ambu A/S Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup Dania +45 7225 2000 ambu@ambu.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.