

# FANTOM NIEMOWLĘCIA LAERDAL RESUSCI BABY QCPR



Resusci Baby QCPR to zaawansowany fantom niemowlęcia do nauki działań ratowniczych.

---

**Kod produktu:** SZK-PARENT-897

**5 810,00 zł z VAT, 4 723,58 zł netto**

## Opis

### Karta produktu - [Laerdal Resusci Baby QCPR](#)

Resusci Baby QCPR to zaawansowany fantom niemowlęcia do nauki działań ratowniczych. Produkt posiada bardzo dobrze odwzorowane elementy anatomiczne. Manekin jest zgodny z aktualnymi wytycznymi co oznacza, że klatka piersiowa posiada wyraźny opór podczas uciskania, a także unosi się podczas wykonywania wdechów. Dodatkowo, aby udzielić drogi oddechowej należy odchylić głowę.

W celu uzyskania informacji zwrotnej, manekin można podłączyć do dwóch typów urządzeń prezentujących wyniki ćwiczeń - [SkillGuide](#) lub SimPad Skill Reporter.

- a) SkillGuide - umożliwia bieżącą prezentację wyników i podsumowuje pojedynczą sesję szkoleniową w czasie rzeczywistym
- b) SimPad SkillReporter - zapewnia mobilność, prostotę i elastyczność pomagając zwiększyć jakość ćwiczeń RKO, ma możliwość przechowywania wielu wyników i ich późniejszą analizę

### Główne funkcje fantoma:

- wentylacja przy użyciu maski z zaworem oraz workiem
- realistyczne ruchy klatki piersiowej
- konieczność udrożnienia dróg oddechowych
- wyczuwalne tętno na tętnicy ramiennej

### Właściwości fantoma po podłączeniu SkillGuide i SimPad:

- pomiar jakości wykonywanych ćwiczeń RKO (SkillGuide i SimPad)
- elektroniczną kontrolę poprawności odnalezienia właściwego miejsca uciśnień klatki piersiowej (SkillGuide i SimPad)
- pomiar głębokości uciśnień (SkillGuide i SimPad)
- pomiar objętości wdmuchnięć wykonanych zarówno przyrządowo jak i techniką usta-usta (SkillGuide i SimPad)
- dostęp do wyników i bieżących pomiarów (SkillGuide i SimPad)

- wsparcie instruktora i ocenę postępów ćwiczących (SkillGuide i SimPad)
- obserwację szczegółowych danych podsumowujących każdą sesję (SkillGuide i SimPad)
- zachowanie wyników w celu późniejszych porównań (**wyłącznie SimPad**)

#### **W skład zestawu wchodzi**

- manekin Resusci Baby QCPR
- walizka transportowa
- 2 części twarzowe
- wymienne drogi oddechowe
- rolka maseczek do ćwiczeń
- instrukcja obsługi

Uwaga! Urządzenia SkillGuide i SimPad SkillReporter współpracujące z fantomem nie wchodzi w skład podstawowego wyposażenia manekina, należy je dokupić osobno.

#### **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

#### **Producent**

Laerdal Medical AS  
P.O. Box 377  
Tanke Svilands gate 30  
4002 Stavanger  
Norwegia  
post@laerdal.no  
+47 51 51 17 00

#### **Charakterystyka produktu**

- **Wariant:** Podstawowy (161-01260), Z głową do płytkiej intubacji (162-01260)

#### **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Producent**

Laerdal Medical AS P.O. Box 377 Tanke Svilands gate 30 4002 Stavanger Norwegia post@laerdal.no +47 51 51 17 00