

# FANTOM NIEMOWLĘCIA Z DIODAMI LED PRESTAN INFANT



Manekin firmy PRESTAN pozwala na trening podstawowych czynności związanych z wykonywaniem resuscytacji krążeniowo oddechowej u niemowlaków. Dodatkowo fantom wyposażony jest w diody LED, które informują użytkownika o jakości wykonywanych uciśnień. Produkt posiada 3-letnią gwarancję producenta.

**Kod produktu:** PP-IM-100M-MS

**GTIN:** 811675020435

---

**Kod produktu:** FAN-009

**GTIN:** 811675020435

**1 150,00 zł z VAT, 934,96 zł netto**

## Opis

Fantom szkoleniowy niemowlęcia Prestan Infant to wiernie odwzorowane ciało niemowlęcia, dedykowane do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. To co sprawia, że amerykańska marka Prestan odniosła globalny sukces i cieszy się bardzo dobrą reputacją na całym świecie, to świetna jakość oferowanych produktów przy zachowaniu bardzo atrakcyjnych cen. Wszystkie fantomy Prestan cechuje wysoka jakość wykonania, precyzyjne odwzorowanie budowy anatomicznej człowieka i ciekawe rozwiązania podwyższające jakość kształcenia i komfort prowadzenia zajęć.

## Rozwiązania wspomagające zajęcia szkoleniowe

Fantom szkoleniowy niemowlęcia posiada kilka rozwiązań, które pomagają instruktorom w prowadzeniu zajęć i przekazują informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń. Zaliczamy do nich:

- wbudowany wskaźnik świetlny (kolorowe diody LED), który informuje czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej w prawidłowym tempie i z odpowiednią siłą, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Przy każdym ucisku wykonanym przez kursanta, na pasie manekina zapala się odpowiednia lampka określająca jakość ostatniego ruchu
- charakterystyczny sygnał dźwiękowy „klik-klak”, który informuje, że poziom kompresji klatki piersiowej przy ucisku osiągnął prawidłową wartość
- unikalny mechanizm dostosowujący siłę ucisku klatki piersiowej, który pozwala poczuć kursantowi odpowiedni opór, gdy przekroczy wymagalny poziom kompresji
- wymienione systemy informacji zwrotnej tworzą razem efektywny mechanizm weryfikacji działań kursanta w czasie rzeczywistym, w którym szkolona osoba widzi (diody LED), słyszy (system “klik-klak”) i czuje (system oporowy)

## **Właściwości produktu w realizacji profesjonalnych szkoleń**

Fantom Prestan daje kursantowi możliwość prowadzenia wszystkich działań ratowniczych z zakresie pierwszej pomocy (BLS). Manekin charakteryzuje bardzo dobre odwzorowanie anatomiczne budowy ciała niemowlęcia, co sprawia, że zajęcia szkoleniowe są bardzo realistyczne. W tym zakresie ważną rolę odgrywa:

- wzorowe odtworzenie anatomii i fizjonomii niemowlęcia
- widoczne i wyczuwalne anatomiczne punkty orientacyjne takie jak żebra, mostek i sutki, które pomagają zlokalizować właściwe miejsce ucisku oraz przyklejenia elektrod defibrylatora AED
- mechanizm wymagający odchylenie głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych
- widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji
- relaksacja klatki piersiowej informująca o poprawnej głębokości ucisków

## **Charakterystyka użytkowa**

Fantom Prestan niemowlę to wysokiej jakości produkt szkoleniowy, który posiada najdłuższą na rynku gwarancję producencką wynoszącą 3 lata od momentu zakupu (standardem dla podobnych produktów jest gwarancja na okres 2 lat). To co warto podkreślić, to również jego właściwości użytkowe. Manekin bardzo łatwo utrzymać w czystości, gdyż skóra fantomu jest łatwo zmywalna. Ponadto, Prestan niemowlę jest kompaktowy i lekki, co ma znaczący wpływ na komfort przy jego transporcie. Do tego celu służy nam torba transportowa znajdująca się w zestawie z fantomem, która może być także wykorzystywana jako mata podczas szkoleń.

## **Opis działania wskaźnika LED**

Fantom wyłączony lub w trybie uśpienia	
W przypadku pierwszego pełnego ucisku wykonywany jest test diod LED	
Poniżej 60 ucisków na minutę	
Od 60 do 79 ucisków na minutę	
Od 80 do 99 ucisków na minutę	
Od 100 do 120 ucisków na minutę	
Powyżej 120 ucisków na minutę (żółta dioda miga)	
Przerwanie uciskania klatki piersiowej (czerwona dioda miga)	

### Skład oferowanego zestawu

- fantom niemowlęcia z diodami LED Prestan Infant
- 10 szt. wymiennych dróg oddechowych
- torba transportowa, która pełni także rolę maty ćwiczeniowej

### Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

### Producent

PRESTAN Products, LLC  
5101 Naiman Parkway,  
Solon, OH 44139  
Stany Zjednoczone  
+1 800 434 7989  
info@prestanproducts.com

### Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE

PRESTAN Europe B.V.  
Celsiusstraat 15  
6003 DG Weert  
Holandia

+31 495 76 01 55

info@prestaneurope.eu

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

## **Producent**

PRESTAN Products, LLC 5101 Naiman Parkway, Solon, OH 44139 Stany Zjednoczone +1 800 434 7989

info@prestanproducts.com

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.