

FANTOM OSOBY DOROSŁEJ AMBUMAN SAM



Fantom AMBU SAM to idealne rozwiązanie do nauki udzielania pierwszej pomocy na poziomie BLS/AED.

Kod produktu: A268003000

GTIN: 5707480114344

Kod produktu: FAN-030

GTIN: 5707480114344

1 150,00 zł z VAT, 934,96 zł netto

Opis

AmbuMan SAM to idealne rozwiązanie do nauki udzielania pierwszej pomocy na poziomie BLS/AED. Na torsie są oznaczone anatomiczne punkty orientacyjne umożliwiające naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z algorytmem BLS /AED. Kształt torsu i głowy jest wyjątkowo realistyczny. Fantom osoby dorosłej AMBU SAM jest kompaktowym fantomem, w którym odłączoną głowę można umieścić wewnątrz torsu. Dzięki tej właściwości fantom, podczas przechowywania lub transportu zajmuje mało miejsca. Głowę łączy się z torsem bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Tak jak wszystkie fantomy Ambu do nauki RKO, Ambu SAM wyposażony jest w system higieny zabezpieczający ćwiczących przed infekcjami krzyżowymi. Każdy uczestnik szkolenia korzysta z własnej maski (części twarzy) oraz worka na wdmuchiwane powietrze. Po zakończeniu ćwiczeń maskę należy wymyć/zdezynfekować, a worek wyrzucić. Zintegrowany wskaźnik informuje o głębokości wykonywanych uciśnień.

Właściwości

- wyczuwalne punkty anatomiczne na klatce piersiowej manekina
- drogi oddechowe udrażniające się jedynie po odchyleniu głowy do tyłu
- system higieny zabezpieczający ćwiczących przed przenoszeniem infekcji
- realizm podczas wykonywania oddechów - widoczny ruch klatki piersiowej oraz słyszalny i wyczuwalny wydech poprzez usta i nos
- zintegrowany wskaźnik informujący o głębokości uciskania
- wymiary: 70 x 33 x 20 cm, waga ok. 3 kg

Skład zestawu

- tors manekina Ambu SAM
- wymienna maska (część twarzowa)
- 25 worków na powietrze
- instrukcja obsługi

- torba transportowa

Bezpieczeństwo

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

Producent

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
Dania
+45 7225 2000
ambu@ambu.com

Bezpieczeństwo

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Producent

Ambu A/S Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup Dania +45 7225 2000 ambu@ambu.com

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.