

# FANTOM OSOBY DOROSŁEJ LAERDAL LITTLE ANNE QCPR



Fantom Laerdal Little Anne QCPR to wszechstronny manekin do treningu resuscytacji krążeniowo oddechowej i udzielania pierwszej pomocy u osoby dorosłej.

**Kod produktu:** 123-01050

**GTIN:** 7045432079975

---

**Kod produktu:** FAN-002

**GTIN:** 7045432079975

**1 350,00 zł z VAT, 1 097,56 zł netto**

## Opis

Fantom Laerdal Little Anne QCPR to wszechstronny manekin do treningu resuscytacji krążeniowo oddechowej i udzielania pierwszej pomocy u osoby dorosłej. Produkt posiada niezbędne elementy anatomiczne dorosłego człowieka (mostek, żebra) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do wykonania "masażu serca". Manekin realistycznie odzwierciedla tors poszkodowanego oferując także uniesienia klatki piersiowej przy wdechach ratowniczych oraz umożliwia zaciśnięcie nosa, odchylenie głowy, uniesienie podbródka i wyluksowanie żuchwy. Co istotne, Little Anne z rozszerzeniem QCPR umożliwia monitorowanie jakości prowadzonych zajęć i ocenę rezultatów w czasie rzeczywistym za pomocą **darmowej aplikacji** dedykowanej na urządzenia mobilne takie jak smartfony czy tablety. Takie rozwiązanie sprawia, że szkolenie staje się jeszcze bardziej efektywne i skuteczne. Działanie aplikacji można zobaczyć na poniższym filmiku.

## Cechy manekina

- realistyczna blokada dróg oddechowych – w celu ich udrożnienia niezbędne jest odchylenie głowy do tyłu
- ruchoma żuchwa oraz realistyczne rysy twarzy
- ruchoma klatka piersiowa, która unosi się podczas wdechów ratowniczych
- realistyczne punkty anatomiczne na klatce piersiowej, dzięki którym w łatwy sposób możemy określić miejsce ułożenia rąk
- prawidłowa głębokość wykonywanych ucisków sygnalizowana jest dźwiękiem "KLIK – KLAK"
- podczas uciskania klatki piersiowej wyczuwalny jest opór
- możliwość wentylacji bez przyrządowej metodą usta-usta lub usta-nos
- torba transportowa służy również jako mata treningowa
- gwarancja producencka na okres 24 miesięcy

## **Linki do bezpłatnej aplikacji QCPR**

[Dla kursanta \(Android\) - QCPR Training](#)

[Dla instruktora \(IOS\) - QCPR Training](#)

## **Bezpieczeństwo**

Produkt przeznaczony do celów szkoleniowych. Używać zgodnie z instrukcją producenta.

## **Producent**

Laerdal Medical AS

P.O. Box 377

Tanke Svilands gate 30

4002 Stavanger

Norwegia

post@laerdal.no

+47 51 51 17 00

## **Wideo prezentacja fantom Laerdal Little Anne QCPR**

## **Wideo prezentacja działania darmowej aplikacji**

## **Bezpieczeństwo**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

---

Wygenerowano automatycznie na podstawie karty produktu.